



Carrinho de Bebê Snazzi

MANUAL DO UTILIZADOR

IMPORTANTE

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o seu Snazzi. Além disso, temos um canal no YouTube com uma série de 'Como guiar' para fornecer uma demonstração visual. Tenha em atenção que estes vídeos não substituem a leitura do seu manual.

Link do código QR para guias de vídeo:





Fig 0.1 Carrinho de bebê aberto (tamanho 1 mostrado)



Fig 0.2 Carrinho de bebê dobrado (tamanho 1 mostrado)

Item	Description	Page
1	Quem contactar se tiver dificuldades	5
2	Introdução	7
3	Desembalar	7-8
	3.1. Identificação do rótulo/modelo	9
	3.2. Locais das etiquetas	10
4	Preparação do carrinho de bebé para utilização	10
	4.1. Desdobramento e dobragem	11-13
	4.2A Classic Brakes (carrinhos de bebé fornecidos antes de junho de 2018)	13
	4.2B Pin Brake (carrinhos de bebé fornecidos após junho de 2018)	14-15
	4.2C Travões de assistência montados na pega de pressão – cubo (atualização opcional)	15-16
	4.3 Rodízios de bloqueio frontal (atualização opcional) usando a instalação Tilt in Space	17-18
	4.4 Usando o Tilt in Space Facility	18-19
5	Configuração da unidade de assento	19-20
	5.1 Ajuste da unidade de assento	20
	5.1.1 Profundidade do assento e guias de quadril	21
	5.1.2 Ajuste da profundidade do apoio para os pés e do ângulo do joelho	21-22
	5.1.3 Suportes laterais (opcional)	22-23
	5.2 Montagem e remoção da tampa	24-25
	5.3 Montagem de uma almofada de apoio de cabeça ou apoios laterais para a cabeça	26-27
	5.4 Montagem de uma cinta pélvica de 2 ou 4 pontos	27-29
	5.5 Instalação de um arnês borboleta/peitoral ou cinto H	30-32
	5.6 Verificações finais	32
6	Acessórios	33
	6.1 Pommel	33-34
	6.2 Bandeja de transporte de equipamentos	34-36
	6.3 Carrinho de Compras	36-37
	6.4 Capuz solar e escudo de chuva transparente	37-43
	6.5 Remoção da tampa para lavagem	43-45
	6.6 Tabuleiro de reprodução	45-49
	6.7 Almofada de assento ramped	50
	6.8 Trilho de aderência	50-51
	6.9 Abafador para os pés	51-54
	6.10 Punhos de tornozelo	54-55
7	Instruções de utilização	56
	7.1 Entrar no carrinho de bebé Snazzi	56

	7.2 Sair do carrinho de bebê Snazzi	56
8	Empurrando o atendente	56
	8.1 Empurrar	56-57
	8.2 Travões	57
	8.3 Conforto	58
	8.4 Elevação e Segurança Geral	58
9	Limpeza	58
	9.1 Carrinho de bebê	58
	9.2 Capa de assento	58
	9.3 Correia pélvica, Apoio de cabeça & Arnês	59
10	Manutenção	59
	10.1 Manutenção de Rotina	59-60
	10.2 Manutenção Anual	60-61
	10.3 Manutenção Adicional / Oficina	61
11	Cilindro de oxigênio	61-62
12	Garantia, Vida útil do produto, Vida útil e Reutilização	62
	12.1 Garantia	62
	12.2 Vida útil do produto / período de uso	62
	12.3 Vida útil	63
	12.4 Reutilização	63
13	Transporte do carrinho de bebê	63-64
	13.1 Preparação do carrinho de bebê para o transporte	64-65
	13.2 Fixação do carrinho de bebê ao veículo	65-67
14	Reparações	67
15	Armazenamento	68
16	Eliminação	68
17	Registro de serviço de manutenção do produto	69

1: Quem contactar em caso de dificuldade

Contacte o seu distribuidor autorizado local se tiver alguma questão relacionada com a utilização, manutenção ou segurança do seu carrinho de bebé. Caso não exista um distribuidor autorizado na sua área ou tenha alguma dúvida, por favor contacte:

Tendercare Ltd.

Unit 10 Minster Court, Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7RN

Tel: (01903) 726161

Email: info@tendercareltd.com

Web: www.tendercareltd.com



Por favor, anote o seu local
Endereço e telefone do distribuidor
número no espaço abaixo:

Se estiver na UE, o seu
representante (EU-REP) é:

Thomas Hilfen, Walkmühlenstr. 1 –
27432 Bremervörde, Germany
Tel: +49 (0) 47 61 / 8 86-68

Se houver um acidente grave e inesperado com o dispositivo, por favor informe imediatamente a Tendercare Ltd e as autoridades responsáveis.

O sistema de gestão da qualidade da Tendercare Ltd é certificado pelas normas ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.

2: Introdução

O Snazzi é um carrinho de bebé altamente ajustável concebido para acomodar uma grande variedade de necessidades de assentos. O carrinho de bebé Snazzi é um dispositivo médico de Classe 1 concebido para utilização regular. O dispositivo pode ser usado por crianças com deficiência que não têm a capacidade de manter uma posição sentada. O grupo-alvo para o dispositivo é baseado na capacidade funcional e não em uma condição de saúde específica ou idade. O carrinho de bebé é uma unidade única e completa que se dobra para facilitar o armazenamento. Este carrinho de bebé foi concebido para ser utilizado como auxiliar de mobilidade e não como sistema de assentos estáticos; Como tal, o ocupante não deve ser deixado na cadeira sem um assistente segurando as alças de empurrar. O produto pode ser usado em ritmo de caminhada tanto no interior como no exterior. O carrinho de bebé Snazzi pode ser utilizado para transporte num veículo adaptado a cadeiras de rodas de acordo com a norma ISO 7176-19 (ver secção 13 "Transporte da distância entre eixos" para instruções completas). O Snazzi está disponível em 2 tamanhos.

Está disponível uma vasta gama de acessórios para o carrinho de bebê Snappi para permitir a personalização de acordo com os requisitos específicos de um indivíduo.

Riscos associados ao uso e contraindicações

Se usado corretamente, os riscos podem ser eliminados durante o uso. Não existem contraindicações conhecidas.

Ajustes do assento (consulte a tabela abaixo para obter detalhes das faixas de ajuste): Ajuste da profundidade do assento, Guias de quadril ajustáveis em largura, ajuste de reclinção traseira de 5o (posições fixas de 90 ° e 95 °), altura traseira grande e fixa com uma variedade de posições de arnês e altura e apoio de pés ajustável em ângulo.

Estas instruções aplicam-se a ambos os tamanhos de carrinho de bebê Snazzi.

A segurança de uma criança é da sua responsabilidade. Como tal, recomendamos que leia o manual do utilizador completo antes de utilizar o carrinho de bebê.


Snazzi Pushchair Adjustments

Support	Snazzi Pushchair Size 1	Snazzi Pushchair Size 2
Tilt in Space	10 ° - 40 °	10 ° - 40 °
Seat Depth	210 – 290 mm	270 – 350 mm
Seat Width	195 – 285 mm	225 – 335 mm
Backrest Height	600 mm fixed	670 mm fixed
Footrest Depth	120 – 330 mm	120 – 350 mm
Back Recline Angle	90° or 95 °	90 ° or 95 °
Pushchair Weight	16kg	18kg
Maximum Carry Weight**	40kg	40kg


IMPORTANTE:

**** O peso máximo de transporte é definido como o peso do utilizador, acrescido de quaisquer acessórios/equipamentos que possam ser instalados ou transportados no chassis. Aviso: Nunca exceda o peso máximo de transporte indicado para o chassis.**

Snazzi Pushchair (Open)		Dimensions (mm)	
A B C	Size 1		Size 2
	780		880
	610		670
		1069	1120



Snazzi Wheelbase Folded		Dimensions (mm)	
A B C	Size 1		Size 2
	780		880
	610		670
		435	400



Todos os tamanhos e pesos são dados como guia. A Tendercare Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento como parte do seu programa de desenvolvimento de produtos.

3: Desembalar

O carrinho de bebê é entregue numa embalagem de cartão.

ATENÇÃO:

A caixa de trânsito é bastante volumosa, por isso a movimentação e desembalagem devem ser feitas com cuidado. Observar todos os regulamentos de elevação e manuseamento.

Coloque a embalagem na vertical, certificando-se de que está apoiada e não pode cair. Abra a embalagem exterior e retire todas as embalagens ou embalagens que possam obstruir a remoção do carrinho de bebê. Retire o carrinho de bebê.

A embalagem deve conter os seguintes itens:

Item	Component	QTY.	Yes	No
1	Size 1 or 2 Pushchair	1		
2	User Manual	1		
3	5mm Alan key	1		

The following items should be fitted to the seat as standard:

Item	Component	QTY.	Yes	No
4	Hip guide covers	2		
5	Seat Base Cover	1		
6	Seat Back Cover	1		

Tenha em atenção que os acessórios, tais como suportes laterais ou arreios que foram encomendados ao mesmo tempo que o carrinho de bebê, serão incluídos na embalagem principal ou numa embalagem separada.



IMPORTANTE:

1. ***Se algum item estiver danificado ou faltando, entre em contato com a Tendercare, de preferência por e-mail em info@tendercareltd.com ou, alternativamente, ligue para (01903) 726161 dentro de 36 horas após a entrega.***


Depois de desembalar e verificar se tem todos os componentes e se estão em boas condições, elimine a embalagem no centro de reciclagem local. Em alternativa, retenha e reutilize.

3.1 Etiquetas / Identificação do Modelo

A tabela abaixo mostra os rótulos encontrados no seu produto. Dependendo do seu país emissor, você terá rótulo/rótulos UKCA ou rótulos/rótulos CE.

Label	Meaning
 Tendercare Ltd Unit 10 Minster Court Courtwick Lane, Littlehampton, West Sussex, BN17 7RN UKCA XXXXXXXXXXXXX CE GBR 00/00/0000 GTIN (01)00000000000000 Serial Number (21)00000000 MD	Etiqueta de código de barras (UKCA & CE) Informação do fabricante Nome e dimensão do produto (se aplicável) Consulte as instruções de utilização Data de fabricação & fabricados no Reino Unido Símbolo de reciclagem Mobius Loop Número GTIN Número de série MD – dispositivo médico
 Tendercare Ltd Unit 10 Minster Court, Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7RN, UK EC REP Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG, Walkmühlenstr. 1 – 27432 Bremervörde, Germany CE XXXXXXXXXXXXX GBR 00/00/0000 GTIN (01)00000000000000 Serial Number (21)00000000 MD	Etiqueta de código de barras (UE-CE) Informação do fabricante Informação representativa da UE Nome e dimensão do produto (se aplicável) Consulte as instruções de utilização Data de fabricação & fabricados no Reino Unido Símbolo de reciclagem Mobius Loop Número GTIN Número de série MD – dispositivo médico
	Rótulo de captura de segurança Para lembrar os cuidadores de bloquearem a captura de segurança
	Fixação frontal/etiquetas de trânsito 2 na frente de cada chassis, destacando onde as correias de amarração devem ser fixadas quando o buggy está a ser transportado num veículo adaptado a cadeiras de rodas (WAV).
	Rear anchorage / transit labels 2 at the rear of each chassis highlighting where the tiedown straps are to be secured when the buggy is being transported in a wheelchair adapted vehicle (WAV).

3.2 Locais das etiquetas



4: Preparação do carrinho de bebé para utilização

ATENÇÃO:

Ao abrir ou dobrar o carrinho de bebé, certifique-se de que segura a armação de modo a evitar qualquer perigo de apanhar os dedos nas peças móveis.

Mantenha as crianças afastadas do carrinho de bebé durante a abertura e dobragem.

4.1 Desdobrando e dobrando os Snazzi

De pé na parte de trás do carrinho de bebê, segure na pega de pressão (X fig. 4.1.1) e levante-se. Quando o quadro estiver a meio caminho, coloque o pé na barra transversal traseira e puxe-o na sua direção.

Isso abrirá o quadro.




Fig 4.1.1




Fig 4.1.2

Uma vez que o quadro está quase aberto, as 2 fechaduras de plástico do quadro irão se envolver com as seções angulares do quadro inferior.

Continue a desdobrar o quadro; Isso forçará os travamentos dos tubos. Haverá alguma resistência, pois você estará trabalhando contra as molas de bloqueio.

Uma vez totalmente abertos, os bloqueios do quadro serão fechados sobre os pontos de bloqueio do quadro traseiro, prendendo o quadro na posição aberta.

Verifique sempre se ambas as fechaduras estão totalmente fechadas. Na posição bloqueada, o parafuso guia «B» deve ser colocado no topo da ranhura «A», do lado do controle de deslizamento, como indicado (ver figura 4.1.3). Se houver alguma ranhura visível acima do parafuso guia, empurre o bloqueio para baixo com a mão até que não se mova mais.




Fig 4.1.3




Fig 4.1.4

Para bloquear a captura, puxe "X" e rode 90 graus, empurrando em seguida de modo a que o pino fique totalmente saliente e seja visível no ponto de bloqueio "Y" (ver fig. 4.1.5).

Para soltar a pega, puxe a alça "X" e gire-a 90 graus na direção oposta para que o pino "Y" fique totalmente retraído.

O Snazzi inclui uma captura de segurança para evitar a dobragem acidental da cadeira no caso de ambos os controles deslizantes de bloqueio com mola não engatar totalmente durante o desdobramento. A pega também ajuda a reduzir qualquer pequena quantidade de movimento no quadro quando configurado, melhorando o conforto para o ocupante. Este encontra-se perto da parte inferior do encosto do banco, como indicado (ver fig. 4.1.4).

Definição de componentes:

X: Punho de puxar

Y: Ponto de bloqueio




Fig 4.1.5

Para dobrar o quadro:

Comece por libertar a captura de segurança (ver fig. 4.5.1).

De pé atrás do quadro, coloque o pé na barra transversal traseira e puxe os 2 controles deslizantes de bloqueio como mostrado (ver Fig. 4.1.2).

Enquanto mantém as fechaduras abertas, levante ligeiramente o quadro até que as fechaduras estejam livres dos pontos de bloqueio na estrutura inferior.

Em seguida, segure a alça de pressão e dobre totalmente a armação.



Fig 4.1.6

IMPORTANTE:

Verifique sempre se AMBOS os bloqueios de quadro estão totalmente fechados antes de usar o quadro. Se não estiverem devidamente engatados, a estrutura pode colapsar durante a utilização.

Se o cesto de compras for ajustado, deve ter-se cuidado para garantir que o cesto não fique preso na moldura para evitar danos ao tecido.

4.2A Freios Clássicos (Carrinhos de bebé fornecidos antes de junho de 2018)**Fig 4.2.1**

Para aplicar o freio, coloque o pé na parte superior da barra de freio (rotulada como X) e empurre para baixo como mostrado. O freio girará em volta contra as rodas e travará entre as rodas e o quadro. Não se apoie nem utilize força excessiva sobre o travão, pois isso pode fazer com que este se dobre. Recomendamos sempre o uso de calçado sólido ao acionar o freio.

Para soltar o freio, encaixe o pé entre a parte média elevada da barra de freio e a barra transversal do quadro. Em seguida, levante a barra de freio com o pé até que ela vire para trás e pare contra os pontos de parada de freio. Tenha em atenção que poderá achar mais fácil utilizar a mão para libertar o travão. Se acionar o travão manualmente, segure sempre o travão pela secção elevada no meio da barra de travagem.

Importante:

Coloque sempre o travão quando colocar a criança ou quando a retirar do carrinho de bebé.

Não deixe o travão ligado quando o carrinho de bebé não estiver a ser utilizado, pois isso danificará as rodas traseiras.

**Fig 4.2.2**

ATENÇÃO:

O mecanismo de travagem está carregado com mola, pelo que é necessário ter cuidado ao operá-lo.

Ao acionar o mecanismo de travagem, certifique-se de que segura sempre firmemente o carrinho de bebé, mantendo as mãos bem afastadas do mecanismo de travagem.

Deve ter-se cuidado ao aplicar o travão, uma vez que a aplicação de força excessiva ou a posição de pé sobre o travão podem provocar a sua flexão.

Não deixe o carrinho de bebé em declive, mesmo com o travão ligado. Certifique-se sempre de que o carrinho de bebé está nivelado para evitar o risco de lesões para o ocupante e ajudar a evitar tombamentos.

Não acione o travão quando o carrinho de bebé estiver em movimento. O travão não foi concebido para abrandar o carrinho de bebé ou parar um carrinho de bebé em movimento; essa utilização pode danificar o travão.

4.2B Freio de pino (carrinhos de bebé fornecidos após junho de 2018)**Fig 4.2.3**

Os carrinhos de bebé Snazzi fornecidos após junho de 2018 serão equipados com o novo mecanismo de travagem por pinos.

Para acionar o freio de pino, primeiro segure com segurança a alça de pressão. Coloque o pé centralmente na parte superior da barra de pressão, como mostrado (ver Fig. 4.2.3, à esquerda) e, em seguida, pressione a barra para baixo até onde ela ir. Se o pino do travão não engatar, tente rolar ligeiramente o carrinho de bebé para a frente para ajudar a alinhar os pinos com os anéis de bloqueio nas rodas.

**Fig 4.2.4**

Fig. 4.2.4 Direita: O travão na posição totalmente bloqueada.




Fig 4.2.5

Para libertar o pino de travagem, segure no carrinho de bebé e coloque o pé centralmente por baixo da barra do travão, como indicado (ver fig. 4.2.5, à esquerda). Levante a barra até onde ela se mova para garantir que os pinos estejam livres dos anéis de bloqueio.

Atenção:

Ao acionar o mecanismo de travagem, certifique-se de que segura sempre firmemente o carrinho de bebé e mantém as mãos bem afastadas do mecanismo de travagem.

Certifique-se de colocar o pé no meio da barra de freio durante a operação para evitar o desgaste irregular dos componentes.

Não deixe o carrinho de bebé em declive, mesmo com o travão ligado. Certifique-se sempre de que o carrinho de bebé está nivelado para evitar o risco de lesões para o ocupante e ajudar a evitar tombamentos.

Não acione o travão quando o carrinho de bebé estiver em movimento. O travão não foi concebido para abrandar o carrinho de bebé ou parar um carrinho de bebé em movimento; essa utilização pode danificar o travão.

Pneus:

De série, o carrinho de bebé Snazzi é fornecido com pneus sólidos, mas os pneus pneumáticos também estão disponíveis como opção. Se o seu carrinho de bebé for fornecido com pneus pneumáticos, estes têm de ser regularmente verificados e inflados, se necessário, utilizando uma bomba manual ou de pé. A pressão de funcionamento dos pneus é de 36 PSI (nota: não encha os pneus acima de 36 PSI). Não utilize condutas de ar de alta pressão ou bombas mecânicas como as utilizadas em garagens para encher os pneus.

4.2C Push Handle Mounted Attendant Brakes – Cubo (atualização opcional):

Os travões de cubo estão disponíveis apenas como opção instalada de fábrica. As instruções a seguir detalham como operar os freios de cubo.



A figura 4.2.6 acima mostra um carrinho de bebé Snazzi equipado com travões de cubo.

Os freios de cubo são operados pelo par de alavancas de bloqueio posicionadas na alça de pressão.

Para acionar os travões, aperte as alavancas dos travões de ambos os lados, como indicado (ver fig. 4.2.7, à direita).



Fig 4.2.7

As folhas de freio possuem um mecanismo de bloqueio automático e travam com os freios ligados.

O sistema dispõe de 3 posições de bloqueio com diferentes níveis de força de travagem. Recomendamos utilizar sempre a 3ª posição (mais forte) para garantir a segurança dos ocupantes.

Fig 4.2.8



Para libertar o elevador do travão, a libertação mais pequena pega nas pegadas para libertar o bloqueio automático conforme indicado (ver fig. 4.2.9, à direita).



Fig 4.2.9

Observação:

Não deixe o carrinho de bebé em declive, mesmo com o travão ligado. Certifique-se sempre de que o carrinho de bebé está em terreno nivelado para evitar o risco de lesões para o ocupante.

Não tente empurrar o carrinho de bebé quando o travão estiver bloqueado. Se o fizer, poderá danificar o mecanismo de travagem. Se precisar de abrandar a dinâmica do carrinho de bebé (ou seja, quando estiver numa subida), não deve travar o travão; em vez disso, você deve manter o dedo pressionado no bloqueio automático, como mostrado na Fig. 4.2. 9, acima, para garantir que a fechadura não engata.

4.3 Rodízios de bloqueio frontal (opcional)

Rodízios com bloqueio frontal estão disponíveis como atualização opcional. Estas são uma opção de fábrica, por isso devem ser incluídas no pedido no momento da compra. Em alternativa, o carrinho de bebé pode ser devolvido à fábrica da Tendercare para montagem se encomendar um carrinho de bebé existente.

Como bloquear os rodízios dianteiros:



Fig 4.3.1

Em seguida, gire o rodízio dianteiro até que o pino se encaixe com o furo. O rodízio deve agora ser bloqueado numa posição avançada (ver Fig. 4.3.2). **Nota: os rodízios de bloqueio dianteiro são geralmente utilizados em terrenos irregulares/acidentados, pelo que, para a utilização diária, quando os rodízios estão bloqueados, pode ser mais difícil mudar de direção.**




Fig 4.3.2

Como desbloquear os rodízios:

Puxe a cabeça do pino de bloqueio da mamona para cima, rode-a meia volta e solte de modo que a cabeça seja apoiada pelo corpo do pino de bloqueio da rodízio (ver fig. 4.3.1).

4.4 Usando a instalação Tilt in Space**Fig 4.4.1**

Para operar o mecanismo Tilt in Space, segure a pega de pressão com uma mão e empurre/puxe (*dependendo do modelo) a alavanca da mola de gás na parte de trás do banco com a outra mão, como mostrado (ver fig. 4.4.1).

* **Nota 1:** Para carrinhos de bebê Snazzi comprados antes de abril de 2015, a pega pode ser empurrada para baixo. Todos os carrinhos de bebê comprados após esta data puxam a pega para cima.

Mova o assento para a posição desejada e, em seguida, solte a alavanca para bloquear o assento nessa posição.

**Fig 4.4.2**



Fig 4.4.3

Para repor o mecanismo de inclinação, empurre (*ou puxe por favor veja a Nota 1) a alavanca e a pega de empurrar como indicado (ver Fig. 4.4.3). Uma vez na posição desejada, solte a alavanca. Para uma posição de 90 graus, mova o assento para que a haste de gás esteja totalmente aberta e não se mova mais antes de liberar a alavanca de inclinação.

IMPORTANTE:

- ❖ Certifique-se sempre de que qualquer arnês fornecido para a criança é utilizado e corretamente ajustado antes de reclinar ou devolver o assento a uma posição mais vertical.
- ❖ Apoie sempre o assento ao inclinar, pois as molas a gás podem ser rápidas de operar. Se o banco não estiver apoiado, pode mover-se rapidamente e causar sofrimento ao ocupante.

5.0: Configuração da unidade de assento

Ao configurar a unidade de assento, certifique-se sempre de que é feito o seguinte:

- Consulte sempre o seu Terapeuta ou Engenheiro de Reabilitação para aconselhamento.
- Certifique-se de que a criança está relaxada e feliz e, se possível, num ambiente em que esteja familiarizada.
- Se possível, sente-se a criança num pedestal para tomar as medidas listadas abaixo:

Medição	Número (ver fig. 5.0.1)	Milímetros
Topo da cabeça ao assento	1	
Sob a axila para assentar (Altura da axila)	2	
Profundidade real da sessão	3	
Largura do peito (Axila a axila)	4	
Largura da anca	5	
Queda de perna	6	




Fig 5.0.1 Definição de medidas

Nota: agora pode ajustar o assento de acordo com as dimensões do seu filho

5.1 Regulação da unidade do banco

Ajustes comuns no assento Snazzi (como profundidade e largura do assento) podem ser feitos à mão e não requerem ferramentas. Ajustes menos comuns (como a profundidade do apoio para os pés) são feitos usando uma chave hexagonal de 5 mm (fornecida). Não são necessárias outras ferramentas para fazer ajustes no assento.

5.1.1 Profundidade do assento e guias de quadril




Fig 5.1.1.1

Para ajustar a profundidade e a largura do banco, primeiro remova a tampa da base do banco (esta é fixada por gancho & laço no centro do assento e é facilmente removida puxando-a para longe do quadro).

Solte as 4 rodas de polegar sob o assento como indicado (ver fig. 5.1.1.2). Para facilitar o acesso a estes, a base do banco pode ser articulada.

Em seguida, regule a largura do banco («A», ver figura 5.1.1.1), medida no ponto 5.0, deslizando os suportes de guia da anca para dentro ou para fora, conforme necessário.

Para ajustar a profundidade do banco (ver «B», ver figura 5.1.1.1), deslize a parte superior das placas de base para a frente ou para trás, de modo a obter a posição requerida.

Uma vez ajustado, aperte as 4 rodas polegares e encaixe a tampa de volta no lugar.



Fig 5.1.1.2

5.1.2 Footrest Depth and Knee Angle Adjustment



Fig 5.1.2.1

Para ajustar a profundidade do pé, solte os 2 parafusos de fixação usando a chave hexagonal de 5 mm, como mostrado (ver Fig. 5.1.2.1).

Deslizar o apoio para os pés para cima ou para baixo dos tubos guia até à altura requerida, medida no ponto 5.0

Uma vez ajustado, bloqueie a posição apertando os 2 parafusos de fixação.

Para ajustar o ângulo do joelho, pressione os ajustadores angulares de ambos os lados do apoio para os pés ao mesmo tempo (ver fig. 5.1.2.2) e levante os tubos de guia do apoio para os pés até ao ângulo necessário. Para bloquear, solte os botões.

Observe que os ajustadores só podem ser bloqueados em incrementos de 15°.



Fig 5.1.2.2

5.1.3 Suportes laterais (opcional)



Fig 5.1.3.1 (Suportes laterais do tronco com cinto torácico)



Fig 5.1.3.2 (Suportes laterais do tronco)

Os suportes laterais do porta-malas são fornecidos com dois parafusos M8 e duas rodas manuais de 30 mm por suporte (ver Fig. 5.1.3.1 e 5.1.3.2).

Para encaixar as laterais:

As laterais são montadas por fixação com parafusos de carruagem e rodas manuais, através das ranhuras de montagem «H» (ver fig. 5.1.3.3) na parte de trás da unidade do banco.



Fig 5.1.3.3



Fig 5.1.3.4

O suporte lateral deve ser alimentado através da ranhura da tampa (ver fig. 5.1.3.4).

Em seguida, insira os 2 parafusos da carruagem através do suporte e da placa do encosto do banco, de modo a que o pescoço quadrado fique totalmente assente nas ranhuras.

Por último, fixar as laterais enroscando as rodas manuais previstas nas roscas salientes dos parafusos da carruagem (ver fig. 5.1.3.5).

A posição das laterais pode ser ajustada lateralmente, soltando as rodas de mão e deslizando-as para dentro ou para fora até a largura necessária.

Podem ser ajustados verticalmente deslizando para cima e para baixo as ranhuras de montagem «H» (ver fig. 5.1.3.3). Há uma partição no meio dos slots. Para atingir a faixa de ajuste completa, as laterais precisam ser instaladas na seção apropriada das ranhuras.



Fig 5.1.3.5

5.2 Montagem e remoção da tampa



Fig 5.2.1

Para remover a almofada do assento:

Basta levantar a borda traseira da almofada do assento para separá-la da tira de laço Hook & na base.

Para remover as tampas da guia da anca:

A tampa prende-se à volta da frente da placa guia da anca. Para remover, primeiro desfaça o popper no canto superior, levante e gire a tampa da parte traseira como mostrado (ver fig. 5.2.2) e, em seguida, desenrosque a tampa sob a frente da placa guia do quadril.




Fig 5.2.2

**Fig 5.2.3**

Para remover a almofada traseira, solte primeiro os poppers nas almofadas laterais integradas (ver fig. 5.2.3).

Em seguida, desenrosque a almofada traseira da parte inferior do assento.

Por fim, remova a almofada traseira levantando o lábio superior da placa de encosto, como mostrado (ver fig. 5.2.4).

**Fig 5.2.4**

5.3 Montagem de uma almofada de apoio de cabeça ou suportes laterais para a cabeça (opcional)



Fig 5.3.1

Para encaixar uma almofada de apoio de cabeça:

Existem três tipos de apoio de cabeça de uma peça disponíveis; padrão, recesso extra (Fig. 5.3.1) e rolo occipital; no entanto, todos eles podem ser montados no assento da mesma maneira.

As almofadas dos apoios de cabeça incluem um par de alças de fixação Hook & loop.

O apoio de cabeça é montado no banco, através da tampa e das ranhuras de encaixe superiores (ver fig. 5.3.2).




Fig 5.3.2




Fig 5.3.3

Primeiro, retire a almofada do encosto do banco da estrutura (ver secção 5.2).

Em seguida, alimente as correias de loop Hook & através dos slots e, em seguida, através dos slots de encosto de cabeça no backboard (ver fig. 5.3.4 abaixo).

Por fim, reforme a almofada do encosto do banco e fixe o encosto de cabeça no lugar juntando as 2 alças de laço Hook & juntas.



Fig 5.3.4




Fig 5.3.5

Os apoios laterais da cabeça são fornecidos com dois parafusos M8 e duas rodas manuais de 30 mm por suporte (ver Fig. 5.3.5)

Para encaixar os apoios da cabeça:

Os apoios laterais da cabeça são montados por fixação com parafusos de carruagem e rodas manuais, através das ranhuras de montagem «I» (ver fig. 5.3.6) na parte de trás da unidade do banco.

A posição das laterais pode ser ajustada lateralmente, soltando as rodas de mão e deslizando-as para dentro ou para fora até a largura necessária.

Podem ser ajustados verticalmente deslizando para cima e para baixo as ranhuras de montagem «I» (ver fig. 5.3.6).



Fig 5.3.6

5.4 Colocação de um cinto pélvico de 2 ou 4 pontos (recomendado para todos os utilizadores)

Você pode encaixar ambos um cinto pélvico de 2 pontos (como mostrado na Fig. 5.4.1 à direita)




Fig 5.4.1 (2 Point)




Fig 5.4.2 (4 Ponto)

Ou um cinto pélvico de 4 pontos (como mostrado na Fig. 5.4.2 à esquerda) para um carrinho de bebé Snazzi. O método de ajuste dependerá do estilo de cinto pélvico que você tem.

Para encaixar a pélvica de 2 pontos, primeiro alimente a correia através das 2 fivelas de cames localizadas nos cantos traseiro esquerdo e direito da base do banco.



Fig 5.4.3



Fig 5.4.4

Ajuste o comprimento da precinta pélvica puxando a correia através da fivela do came, até que esteja no comprimento necessário. (Fig. 5.4.4)

Uma vez ajustada, bloqueie a fivela de cames em ambos os lados para fixar a precinta.

Importante: A cinta pélvica deve estar localizada o mais baixo possível sobre os quadris. Não deve atravessar o estômago do passageiro.

Para encaixar a precinta pélvica de 4 pontos no Snazzi, encaixe as correias traseiras como indicado acima e, em seguida, encaminhe as correias laterais através da ranhura na parte inferior da guia da anca (ver fig. 5.4.5).

**Fig 5.4.5****Fig 5.4.6**

Em seguida, coloque a precinta entre a dobradiça lateral do banco e a barra do banco, conforme indicado (ver fig. 5.4.6)

Finalmente, alimente a precinta entre a placa da base do banco e a barra de montagem do apoio para os pés na fivela do came, na parte inferior do banco. Ajuste ao comprimento necessário e proteja bloqueando a fivela do came;.

**Fig 5.4.7**

5.5 Fitting a Butterfly / Chest Harness or H-Belt Harness (recommended for all users)

O arnês de borboleta é composto por uma secção almofadada que fica encostada ao peito do utilizador, duas alças de ombro e duas de baixo. As alças de ombro ou de baixo são bloqueadas numa posição adequada ao utilizador e, em seguida, o ajuste final é feito nas alças opostas.

O arnês foi concebido para proporcionar um apoio postural confortável ao utilizador.



Fig 5.5.1

Em alternativa, está disponível um arnês H-Belt, composto por 4 correias almofadadas que se unem a uma fivela de libertação rápida para facilitar a abertura e libertação do arnês.

Importante: Os arreios instalados destinam-se apenas a apoio postural e não devem ser utilizados como arnês de veículos. Consulte a secção 13 para instruções de transporte.




Fig 5.5.2

Se o Snazzi não foi originalmente fornecido com nenhum dos arnês, então você precisará comprar e encaixar os pontos de fixação da fivela de cames (Fig. 5.5.3) na parte traseira do banco.



Fig 5.5.3

- Para o equilíbrio cinético arnês KB. PEITO. TDC compra fivelas de cames de 20mm.
- Tanto para o arnês H-Belt como para o cinto cinético (excluindo KB. PEITO. TDC) comprar fivelas de cames de 25mm.

Para encaixar as fivelas de came: rosquear os parafusos e anilhas fornecidos através dos orifícios das correias e aparafusar através dos orifícios de fixação na barra na parte traseira do banco (Fig. 5.5.4). Para um tamanho 1 Snazzi recomendamos usar os orifícios internos, e para o tamanho 2 Snazzi os orifícios externos. Aperte usando uma chave Allen de 3 mm para que a câmara fique virada para fora (Fig. 5.5.5)



Fig 5.5.4



Fig 5.5.5



Fig 5.5.6

Enfiar as duas correias superiores através das ranhuras da tampa traseira e da placa traseira, da frente para trás, à altura pretendida (fig. 5.5.6).

Enrosque a correia através das fivelas da câmara até que o arnês esteja à altura desejada e, em seguida, feche as fivelas da câmara para fixar a correia (Fig 5.5.7).



Fig 5.5.7

IMPORTANTE: - Para garantir que o arnês borboleta/peito não se levante e cause danos ao utilizador, sempre que o arnês estiver a ser utilizado, deve assegurar-se de que todas as fivelas/fixações do comando de cames estão devidamente fechadas e que o arnês está corretamente posicionado um mínimo de 75mm abaixo do decote do utilizador. O incumprimento desta medida pode resultar num prejuízo grave.

Por último, fixe as correias inferiores através das fivelas de cames posicionadas nos cantos inferior esquerdo e direito na parte de trás da placa de encosto (ver fig. 5.6.8). Ajuste o arnês ao comprimento necessário e fixe-o bloqueando a fivela de cames.




Fig 5.5.8

5.6 Controlos finais

1. **IMPORTANTE:** Para garantir que o arnês borboleta (peito) não se levante e cause danos ao utilizador, sempre que o arnês estiver a ser utilizado, deve assegurar-se de que todas as fivelas/fixações do arnês estão devidamente fechadas e que o arnês está corretamente posicionado no mínimo 75 mm abaixo do decote do utilizador. O incumprimento desta medida pode resultar em lesões graves.
2. Verifique se a cinta pélvica está segura e ajustada corretamente.
3. Verifique se a tampa está corretamente montada.
4. Certifique-se de que a captura de segurança está bloqueada.
5. Posicione a criança corretamente na cadeira e avalie a sua postura, se a postura da criança parecer ter mudado, retire a criança e compare as posições de apoio com as medidas tomadas no ponto 5.1. Ajuste os suportes conforme necessário e recoloque a criança.
6. Verifique a posição da placa de apoio e ajuste se necessário.

6: Acessórios

6.1 Pommel

Se o pommel for encomendado como um item de substituição, então você receberá apenas o pommel em si;

- Suporte de pommel, bloco, almofadas e tampa (montado)

Se o Snazzi foi fornecido sem um pommel, então você vai precisar do kit de montagem de pommel (SN9654) como abaixo;

- Suporte de montagem com pomo
- Porca de asa M6 x 10
- Botão de soquete M6 x 16 (x 2)
- Forma A Lavadora (x 2)
- Porca Dome M6 (x 2)




Fig 6.1.1

Para encaixar o pomo no assento:



Fig 6.1.2

Se o Snazzi foi fornecido com um pommel no momento da compra, o suporte de montagem já estará instalado. Caso contrário, terá de fixar o suporte de montagem nos dois orifícios na parte da frente do banco. (Ver Fig. 6.1.2)

Para fazer isso, posicione o suporte de montagem na frente do banco e coloque os parafusos dos botões de soquete M6 x 16 através dos 2 orifícios no suporte de montagem e através dos 2 orifícios no assento. Coloque uma máquina de lavar e uma porca de cúpula na extremidade de cada botão de tomada e aperte.

Deslize a haste vertical do pomo para dentro da ranhura, com o corpo do pomo sentado sobre o assento.

Enrosque a porca da asa no orifício central do suporte de montagem e aperte para fixar o pomo.

Ajuste a altura do pomo conforme necessário para limpar as almofadas dos bancos e a tampa.

Para alterar a altura, solte a porca da asa, ajuste à posição requerida e, em seguida, volte a apertar.



Fig 6.1.3

IMPORTANTE: O pomo não deve ser utilizado para evitar que o ocupante deslize para a frente.

6.2: Bandeja de transporte de equipamentos



Fig 6.2.1

Para encaixar a bandeja de transporte do equipamento:

Alimentar a bandeja entre a barra transversal e o travão a partir da parte traseira do quadro (com o travão na posição «desligado»), como indicado na figura 6.2.1, à esquerda.

Levante ligeiramente a bandeja e passe pela barra transversal traseira como indicado (ver Fig. 6.2.2, à direita).




Fig 6.2.2

**Fig 6.2.3**

Empurre a parte da frente da bandeja para baixo para que ela se encaixe firmemente contra a barra transversal frontal. Certifique-se de que a correia de bloqueio não fica presa entre a bandeja e a barra transversal ou que a bandeja não ficará totalmente abaixada.

**Fig 6.2.4****Fig 6.2.5**

Encaixe a precinta de bloqueio em torno da barra transversal dianteira e sobre a parte superior da borda frontal do quadro, em seguida, alimente-a através do bloqueio de cames e puxe através de qualquer precinta em excesso, conforme mostrado (ver Fig. 6.2.5, à esquerda).

Feche a fivela de bloqueio do cames para fixar a bandeja ao quadro

**Fig 6.2.6**

Importante:

1. Certifique-se sempre de que a bandeja de transporte do equipamento está bem montada antes de usar.
2. A carga máxima de transporte para a bandeja de transporte do equipamento é de 25kg.
3. Certifique-se sempre de que a carga total do ocupante e dos acessórios não excede o limite máximo de transporte indicado para o carrinho de bebé (ver secção 1 deste manual).
4. A bandeja de transporte do equipamento deve ser removida antes de dobrar o quadro.
 - A bandeja de transporte do equipamento deve ser removida quando se utiliza o carrinho de bebé como assento num veículo a motor.

6.3: Carrinho de Compras**Fig 6.3.1****Fig 6.3.2****Montagem/remoção do cesto de compras:**

Existem 4 pontos de suspensão localizados na parte inferior do assento. A Fig. 6.3.1 indica as posições de suspensão dianteira (setas brancas), a Fig. 6.3.2 mostra as posições suspensas traseiras (setas azuis).

Para encaixar o carrinho de compras, encaixe os ganchos de encaixe no carrinho nos 4 pontos de corte.

Para remover o cesto de compras, basta desprender os 4 ganchos.

Importante:

- Verifique sempre se o cesto de compras está bem montado antes de o utilizar.
- A carga máxima de transporte para o cesto de compras é de 3kg.
- Certifique-se sempre de que a carga total do ocupante e dos acessórios não excede o limite máximo de transporte indicado para o carrinho de bebê (ver secção 1 deste manual).
- O cesto de compras pode permanecer instalado ao dobrar a distância entre eixos. Para evitar danos no cesto, é necessário ter cuidado para garantir que o cesto não fique preso na estrutura.
- Todo o conteúdo deve ser retirado do cesto de compras antes de dobrar o carrinho de bebê.
- O conteúdo do cesto de compras deve ser removido quando se utiliza o carrinho de bebê como assento num veículo a motor.

6.4: Capuz solar e escudo de chuva transparente**Fig. 6.4.1**

O capuz solar e o escudo de chuva são dois itens separados.

Para encaixar o escudo de chuva transparente, você deve primeiro colocar o capuz solar (veja as instruções abaixo).

Por favor, note: O exaustor solar não fornece proteção UV e, portanto, é projetado para fornecer sombra do sol apenas.

Montagem do exaustor:

A capa solar chegará dobrada como mostrado (ver Fig. 6.4.2, à direita) Haverá dois parafusos de polegar, um de cada lado do capô (ver Fig. 6.4.3, abaixo).



Fig. 6.4.2



Fig. 6.4.3




Fig. 6.4.4

Primeiro, solte os parafusos de polegar em ambos os lados do capô.

O capô se encaixa nos adaptadores do quadro, que estão localizados sob o slot na parte superior da tampa do encosto do banco (ver Fig. 6.4.4, esquerda). Tenha em atenção que, se o seu capuz foi encomendado depois do carrinho de bebé, a ranhura do capuz solar terá de ser cortada. Basta cortar o meio da ranhura usando uma faca Stanley, tendo cuidado para não cortar além do orifício de botão costurado na tampa.

Abra o slot e alimente o clipe de montagem no adaptador de quadro, pode ser mais fácil encaixar um lado de cada vez. Empurre o clipe para dentro do adaptador até que ele trave e não puxe mais para fora (por favor, note que a tampa acolchoada pode oferecer um pouco de resistência, o que significa que pode ser necessário empurrar firmemente para que o clipe se encaixe totalmente).



Fig. 6.4.5

Levante a frente do capô de modo a que este se dobre e fique alinhado com o encosto do carrinho de bebé (ver fig. 6.4.6, à direita).



Fig. 6.4.6




Fig. 6.4.7

Em seguida, levante a tampa traseira da capa solar (ver Fig. 6.4.7, esquerda) e dobrá-lo sobre a parte de trás do encosto do carrinho de bebé.

Fig. 6.4.8: A parte de trás da tampa do capô instalada sobre o encosto do carrinho de bebé.





Fig. 6.4.8

**Fig. 6.4.9**

Por fim, puxe a frente do capô para a posição desejada (pode ser útil manter a barra traseira no lugar). Uma vez colocado no ângulo desejado, aperte os 2 parafusos de polegar. Cada vez que você deseja mudar o ângulo do capô, você deve primeiro soltar os parafusos de polegar, ajustar o ângulo como desejado e, em seguida, garantir que você aperte os parafusos para evitar que eles caiam.

Para remover a capa solar, desfaça o popper superior da tampa do encosto do carrinho de bebê como indicado (ver Fig. 6.4.10, à direita).

**Fig. 6.4.10****Fig. 6.4.11**

Em seguida, pressione o clipe de bloqueio e empurre para cima como mostrado (ver Fig. 6.4.11, à esquerda), isto libertará o capuz solar da moldura. Faça isso para ambos os lados e, em seguida, remova e dobre o capô.

Montagem do escudo de chuva:

Com o capuz no lugar e na posição aberta, coloque o escudo de chuva sobre a parte superior do carrinho de bebê com a aba facial para a frente (a aba facial tem uma única peça retangular de gancho ou laço no meio, como circulado - ver Fig. 6.4.12). Você precisará alimentar a alça de empurrar através do orifício na parte de trás antes de puxar a tampa para baixo sobre o capô.

**Fig. 6.4.12****Fig. 6.4.13**

Em seguida, dobre a aba traseira entre as alças de pressão e fixe com o laço Hook & (ver Fig. 6.4.13, esquerda).

Encaixe os ganchos traseiros inferiores na bucha de plástico na estrutura traseira do carrinho de bebê, como indicado (ver fig. 6.4.14, à direita).




Fig. 6.4.14




Fig. 6.4.15

Por fim, puxe a parte da frente da tampa para baixo para que o elástico fique sob o apoio para os pés, como mostrado. Fixe a frente da tampa prendendo os ganchos de plástico dianteiros à barra na parte de trás do apoio para os pés no interior de cada uma das hastes do apoio para os pés. (ver Fig 6.4.15, esquerda).

Importante:

- Ao entrar em qualquer edifício, certifique-se de que desfaz a aba de laço Hook & na parte da frente do escudo de chuva e dobre-a para que o ocupante do carrinho de bebê não aqueça demasiado. Se estiver quente dentro do edifício, recomendamos remover completamente o escudo de chuva. Da mesma forma, se for um dia quente, recomendamos que deixe esta aba aberta se tiver de usar o escudo de chuva para evitar o sobreaquecimento.
- Não recomendamos que deixe o seu filho sozinho quando utilizar o carrinho de bebê. Deve ter-se especial cuidado quando o capuz solar e o escudo de chuva transparente estão montados para garantir que o capuz ou o escudo de chuva não estão muito próximos do rosto do seu filho.
- Ao usar o protetor solar para proteger o seu filho da luz solar, recomendamos que este seja usado em conjunto com protetor solar e vestuário adequado.
- Certifique-se sempre de que o capuz solar e o escudo de chuva estão secos antes de os dobrar para armazenamento. Não coloque nenhum desses itens perto de uma fonte de calor, como incêndios, radiadores e secadores de cabelo, pois isso danificará o material. Certifique-se também de que não guarda o escudo de chuva

sob luz solar direta, pois o calor pode derreter o adesivo. Ambos os itens podem ser limpos usando um pano úmido.

- O protetor solar e o protetor de chuva devem ser removidos ao dobrar o carrinho de bebê.
- O protetor solar e o protetor de chuva devem ser removidos quando se utiliza o carrinho de bebê como assento num veículo a motor.
- O exaustor padrão é feito de tecido preto à prova de chuva. Para proteger o ocupante da chuva, você deve usar o escudo de chuva transparente em conjunto com o capuz solar.
- Se você remover os parafusos do capô por qualquer motivo, certifique-se de aparafusá-los novamente no capô através do orifício no tecido. Não tente esticar o orifício sobre o parafuso, pois pode danificar o material.
- Verifique sempre se os parafusos do polegar estão apertados para evitar que caiam.

6.5: Remoção da tampa para lavagem:

Retire o exaustor do carrinho de bebê e coloque numa superfície plana.

Desenrosque os 2 polegares que fixam os ajustadores angulares de ambos os lados (ver fig. 6.5.1).



Fig 6.5.1



Fig 6.5.2

Desenrosque os laços elásticos das extremidades dos parafusos salientes através dos ajustadores (ver fig. 6.5.2).

Retire o parafuso do treinador, tomando nota da sua posição em relação às outras partes.



Fig 6.5.3



Fig 6.5.3


O suporte do ajustador deve agora estar livre - remova o clipe de montagem do quadro e a mola do meio do ajustador, como mostrado (ver Fig. 6.5.3).

Tome nota da posição da primavera.

Em seguida, deslize as outras 2 partes do ajustador para fora da extremidade das barras da estrutura do capô solar.



Fig 6.5.4

**Fig 6.5.5**

Uma vez que todas as peças tenham sido removidas das extremidades das barras do quadro, deslize cuidadosamente as barras do quadro para fora do bolso costurado na tampa do exaustor (ver fig. 6.5.5).

Para lavar a tampa, lave sozinho a 30 graus em um ciclo sintético. Para tecidos de cores vivas, inclua um coletor de cores para ajudar a evitar que a cor corra. Não limpar a seco ou branquear a tampa.

Deixe a cobertura secar naturalmente. Não passar a ferro nem secar.

Quando a tampa estiver completamente seca, volte a montar a copa solar seguindo o verso destas instruções. Nota: devido ao design da tampa, as peças do ajustador só se ajustam corretamente em um sentido.

6.6: Tabuleiro de reprodução

A playtray Snazzi oferece ajuste de altura, profundidade e ângulo, para que possa ser adaptada às suas necessidades. Está disponível em transparente ou preto. (Bandeja de reprodução transparente mostrada para fins ilustrativos Fig. 6.6.1).

A bandeja de reprodução vem com o seguinte:

- 2 hastes verticais ajustáveis em ângulo (marcadas A e B)
- 2 suportes de ajuste de profundidade e parafusos de polegar (montados na bandeja, também marcados A e B)
- 2 suportes recetores playtray com parafusos de polegar e parafusos M6 x 16 Socket Button. Tenha em atenção que, se a bandeja for fornecida ao mesmo tempo que o carrinho de bebé, estas serão instaladas no carrinho de bebé.

**Fig 6.6.1**

**Fig 6.6.2**


Se você comprar a bandeja de reprodução separadamente da cadeira, você precisará encaixar os suportes do recetor da bandeja de reprodução (Ver Fig. 6.6.2) no assento.

A imagem à direita, Fig. 6.6.3, mostra os suportes do recetor da bandeja de reprodução instalados no carrinho de bebê. Em geral, recomendamos encaixá-los desta forma para dar ajuste máximo de altura da bandeja. Pode, no entanto, encaixá-los ao contrário, ver fig. 6.6.4.

**Fig 6.6.3****Fig 6.6.4**


Dependendo da profundidade do assento do cliente, você pode querer encaixar os suportes da bandeja de jogo de cabeça para baixo, veja fig 6.6.4.

Remova os parafusos do botão de soquete M6 x 16 das laterais dos suportes do recetor e deslize os tubos horizontais para os tubos de ambos os lados da frente do banco (ver figura 6.6.5). Pode haver uma pequena tampa de plástico na extremidade dos tubos do banco. Se este for o caso, remova as tampas usando uma pequena chave de fenda plana antes de encaixar a bandeja de reprodução.

**Fig 6.6.5****Fig 6.6.6**

Enrosque o parafuso do botão de soquete M6 x 16 de volta para o lado do suporte do recetor através do orifício no interior do tubo do assento (ver Fig. 6.6.6)

A bandeja de reprodução é fornecida com os suportes de ajuste de profundidade instalados na bandeja (como ilustrado na Fig. 6.6.7) Estes são marcados com as letras A e B.

**Fig 6.6.7**

Ao fixar as hastes verticais ajustáveis em ângulo aos suportes de ajuste de profundidade, certifique-se de que fixa a haste A ao suporte A e a haste B ao suporte B (como ilustrado na Figura 6.6.8)




Fig 6.6.8




Fig 6.6.9

Para encaixar a bandeja de jogo no assento, localize as 2 hastes verticais na parte inferior da bandeja nos 2 recetores na unidade de assento.

Pode ser necessário soltar os parafusos de polegar na porca soldada nos recetores, como mostrado (ver Fig. 6.6.9). Posicione a bandeja na altura necessária e, em seguida, fixe-a no lugar apertando os parafusos de polegar.

Para ajustar o ângulo da bandeja de reprodução, solte os 2 ajustadores de ângulo (ver Fig. 6.6.10).

Uma vez solto, ajuste o ângulo conforme necessário e aperte novamente.

N.B. os ajustadores angulares são dentados e podem necessitar de alguma força para se moverem. Os ajustadores de ângulo movem-se em incrementos de 5 graus.



Fig 6.6.10

**Fig 6.6.11**

Para ajustar a profundidade da bandeja, solte os 2 parafusos sob a base da bandeja (ver Fig. 6.6.11).

Deslize a bandeja para dentro ou para fora até a profundidade necessária e, em seguida, aperte novamente os parafusos.

Observações:

- Recomendamos que a bandeja seja removida antes de fazer quaisquer ajustes no assento ou na inclinação do assento e, em seguida, seja remontada e ajustada de acordo assim que o assento estiver na posição desejada. Ao ajustar a instalação Tilt in Space, o ângulo da bandeja de reprodução deve ser ajustado para a nova posição horizontal (veja instruções acima sobre como ajustar o ângulo da bandeja).
- Todos os itens devem ser removidos da bandeja antes de fazer qualquer ajuste na bandeja ou assento para evitar o risco de causar danos acidentais ao ocupante.
- A bandeja deve ser removida antes de dobrar o carrinho de bebê.
- A bandeja deve ser removida ao transportar a cadeira em veículos especialmente adaptados.
- A bandeja não pode ser usada ao mesmo tempo que a capa de chuva.
- Nunca deixe o seu filho sozinho com a bandeja de jogos montada, especialmente quando os itens estão posicionados na bandeja.
- Devem ser tomadas precauções adicionais ao colocar alimentos ou bebidas na bandeja.
- A capacidade máxima de carga da bandeja de jogo é de 5kg.

6.7: Almofada de assento ramped:

A almofada de assento rampa é fornecida para se ajustar à profundidade e largura máximas do assento. Dependendo dos requisitos específicos dos ocupantes, as configurações do assento provavelmente serão definidas de forma diferente disso.

Se o assento for mais estreito ou mais raso do que a almofada, basta cortá-lo para o tamanho necessário usando uma faca Stanley afiada ou lâmina de serra cortada. Por favor, note que, ao reduzir a largura, corte quantidades iguais de ambos os lados da almofada para que o corte de pomo permaneça central.




Fig 6.7.1

Quando a almofada estiver cortada no tamanho necessário, levante a tampa do banco e deslize a almofada do banco a partir da frente do banco (ver fig. 6.7.1). Não retire a guia da anca ou as capas dos bancos, uma vez que a tentativa de encaixar as capas com a almofada do assento no lugar pode resultar em danos nas tampas.

6.8: Trilho de aderência

A barra de preensão é fornecida com dois parafusos de polegar para encaixar no carrinho de bebê (Ver Fig. 6.8.1).

Importante: O trilho de aderência não foi concebido como uma barreira de segurança. Deve ser sempre utilizado um arnês adequado.



Fig 6.8.1



Fig 6.8.2

Para encaixar o corrimão de preensão, coloque os tubos verticais nos recetores de ambos os lados da unidade de assento (ver Fig. 6.8.2).

Note que pode haver uma pequena tampa de plástico na parte superior do recetor. Se for este o caso, remova a tampa usando uma pequena chave de fenda plana antes de encaixar o trilho de aderência.

Depois de ter os tubos verticais no lugar, coloque o parafuso do polegar no orifício na parte de trás do recetor e aperte até que o tubo esteja sendo segurado com segurança – não aperte demais.

Para que o ocupante alcance o corrimão de aderência, os tubos verticais são angulares. Isso permite que o trilho de aderência seja montado inclinado para o ocupante ou longe dele.

Quando a profundidade do banco é alargada, o trilho de aderência terá de ser equipado com os tubos verticais inclinados para o ocupante (ver fig. 6.8.3). Quando a profundidade do banco é curta, o trilho de aderência deve ser montado em ângulo afastado do ocupante (ver fig. 6.8.4).



Fig 6.8.3



Fig 6.8.4

6.9: Abafador para os pés:

Um abafador para os pés está disponível para caber no carrinho de bebê Snazzi.



Fig 6.9.1

O abafador para os pés vem fornecido com ranhuras de orifício de botão para permitir a passagem do arnês através da tampa (ver linhas tracejadas, fig. 6.9.2, esquerda).

Estas ranhuras não são cortadas quando fornecidas, uma vez que diferentes doentes têm diferentes aproveitamentos.

Abra o abafador do pé desfazendo os zíperes de cada lado e, em seguida, coloque-o em uma superfície plana, como mostrado.



Fig 6.9.2

Identifique as faixas horárias de que necessita para o seu aproveitamento:

1. As duas ranhuras superiores são utilizadas para cinturas pélvicas de 2 e 4 pontos
2. O slot médio inferior é usado para a cinta da virilha

Corte cuidadosamente a ranhura com uma faca Stanley afiada, cortando o material entre as duas linhas de costura, como indicado (ver fig. 6.9.3, à direita). Nota: corte apenas a quantidade de material necessário para as correias do arnês, não precisa de cortar todo o comprimento da ranhura.

Importante: tome cuidado apenas para cortar o material no meio da ranhura. Não corte nenhum material fora desta área. Qualquer dano causado ao abafador do pé durante o corte não será coberto pela garantia.




Fig 6.9.3



Fig 6.9.4

Para encaixar o abafador do pé no Snazzi, coloque no assento como mostrado (ver Fig. 6.9.4, à esquerda).

Encaixe a aba de material através do espaço entre o encosto e a almofada do assento, como indicado (ver Fig. 6.9.5, à direita) e, em seguida, puxe o excesso de material para trás da parte de trás do banco.




Fig 6.9.5

**Fig 6.9.6**

Fixe o abafador do pé à barra transversal do encosto utilizando as gravatas localizadas nos cantos do abafador do pé (ver Fig. 6.9.6, à esquerda).

Fixe a parte frontal do abafador dos pés às barras do apoio para os pés utilizando as gravatas, como indicado (ver fig. 6.9.7, à direita).

**Fig 6.9.7**

O abafador do pé inclui uma aba de crescimento para estender o abafador do pé quando necessário.

Para estender a aba, desfaça os dois alternadores na parte da frente do abafador do pé, como mostrado (ver Fig. 6.9.8, à esquerda).


**Fig 6.9.8**

Fig. 6.9.9, abaixo: O abafador do pé com o retalho de crescimento estendido.

Observações:

1. O abafador para os pés pode ser usado em conjunto com a capa solar e o escudo de chuva transparente ou a capa de chuva para proteção completa em caso de mau tempo.
2. Tenha o cuidado de verificar a temperatura do seu filho quando utilizar o silenciador para os pés para se certificar de que não sobreaquece.
3. Nunca deixe o seu filho sozinho. Para reduzir o risco de o seu filho escorregar quando o protetor dos pés está montado, recomendamos que minimize a utilização do ângulo de reclinção das costas e maximize a utilização da inclinação na instalação espacial.
- Por razões de segurança, todos os arnês fornecidos devem ser corretamente remontados e novamente apertados quando se utiliza o suporte para os pés.

**Fig 6.9.9****6.10: Punhos de tornozelo****Fig 6.10.1**

Os punhos dos tornozelos virão pré-fornecidos montados na placa de apoio como indicado (ver fig. 6.10.1, à esquerda).

Para ajustar a altura dos punhos dos tornozelos, puxe ou liberte material através dos três deslizamentos nas alças laterais (ver seta, fig. 6.10.2, à direita).

**Fig 6.10.2**



Fig 6.10.3

Para ajustar a tensão em torno do tornozelo, ou para libertar os punhos do tornozelo, ajuste a correia de laço Hook & em torno da frente (ver seta, Fig. 6.10.3, à esquerda).




Fig 6.10.4




Fig 6.10.5




Fig 6.10.6




Fig 6.10.7

Para encaixar ou retirar os punhos do tornozelo da placa do pé (por exemplo, para lavar), enrosque a precinta através do suporte de montagem, como indicado nas figuras 6.10.4 a 6.10.7 acima.

Nota: As instruções acima são apenas para orientação, uma vez que podem ser instalados outros estilos de manguitos de tornozelo.

Importante:

1. Os punhos do tornozelo destinam-se apenas ao posicionamento e não devem ser utilizados como retenção para o transporte.
2. Não aperte demasiado os punhos do tornozelo. Certifique-se sempre de que o ocupante está confortável.

Nota: Se forem fornecidos punhos de tornozelo após a compra do seu carrinho de bebé, siga as instruções de montagem do fabricante. Pode ser necessário alterar as fixações dependendo do tamanho da placa de apoio e do tipo de punhos de tornozelo fornecidos. Todas as fixações necessárias serão incluídas. **A colocação das algemas do tornozelo só deve ser feita por um profissional competente.**

7: Instruções de utilização

7.1 Entrar no carrinho de bebê Snazzi

1. Pique no travão.
2. Coloque a criança no assento de modo a que os pés fiquem na pata.
3. Encaixe a cinta pélvica (e ou um arnês) na criança e fixe.
4. Ajuste alças para os pés e tornozelos, se necessário.

7.2 Sair do carrinho de bebê Snazzi

1. Pique no travão.
2. Desfaça qualquer arnês e alças para os pés.
3. Levante a criança do assento.

8: Empurrando o atendente

8.1 Empurrar

Importante:

- ❖ *Não permita que as crianças brinquem com a alavanca de libertação da mola a gás.*
 - ❖ *Antes de cada viagem, certifique-se de que os bloqueios do quadro e a trava de segurança estão corretamente fixados (consulte a secção 4.1 para mais detalhes).*
1. O carrinho de bebê é fácil de empurrar sobre superfícies duras e uniformes, mas pode ser mais difícil em superfícies ásperas e irregulares e as rodas podem afundar-se em terrenos macios. **Nunca force o carrinho de bebê se ficar preso**, o que pode fazer com que as rodas traseiras se levanten e o carrinho de bebê seja inclinado para a frente. Se o carrinho de bebê ficar atolado numa pedra ou num pavimento rachado, incline-o para trás para elevar a roda dianteira sobre o obstáculo e prossiga. Em terreno macio pode ser mais fácil puxar a distância entre eixos para trás.
 2. O carrinho de bebê tem rodas dianteiras giratórias e é facilmente conduzido simplesmente rodando o carrinho na direção desejada.
 3. Sempre que possível, evite superfícies íngremes e irregulares, pois existe o perigo de o carrinho de bebê poder tombar. Se não puder evitar superfícies difíceis, deve ter um cuidado redobrado ao viajar através delas.
 4. Não utilize o carrinho de bebê em condições arenosas.
 5. Use sempre duas mãos para empurrar o Snazzi.
 6. Para o conforto do ocupante evite sempre empurrar demasiado depressa ou fazer curvas rápidas repentinas, empurrões, solavancos e choques. Muitos ocupantes podem ser afetados por manuseamentos bruscos, que podem causar perda de confiança, desconforto ou dor.

7. Evite meios-fios. Sempre que possível, utilize bermas ou declives rampados. Isso tornará o empurrão do Snazzi mais fácil e seguro e será mais confortável para o ocupante.
8. Evite lanços íngremes e lances de degraus devido ao perigo de perder o controle do carrinho de bebê ou de o ocupante ser tombado. Utilize sempre uma rampa ou elevador, se disponível. Não empurre a cadeira por lances de escadas, pois isso sobrecarrega o carrinho de bebê e coloca o ocupante em risco.
9. Para inclinar o carrinho de bebê para trás ao subir no lancil, fique atrás e, enquanto segura a pega de empurrar com as duas mãos para orientação, pressione a barra transversal entre as duas rodas traseiras com o pé. Isto irá levantar a frente do carrinho de bebê.
10. É da responsabilidade da pessoa que empurra o carrinho de bebê estar sempre ciente do que o rodeia e estar ciente de quaisquer perigos e perigos potenciais

IMPORTANTE:

Não tente inclinar o carrinho de bebê utilizando apenas as pegas de pressão. Coloque sempre o pé contra a barra transversal traseira para maior apoio. Ter o carrinho de bebê com alguns graus de inclinação também pode facilitar a escalada no lancil.

Tenha muito cuidado ao fazê-lo para evitar que o peso combinado do carrinho de bebê e do ocupante ultrapasse a sua força e volte a inclinar-se para si.

1. Olhe sempre bem para a frente para que tenha tempo suficiente para evitar perigos.
2. Seja atencioso com as outras pessoas e esteja atento aos pedestres que podem parar ou mudar repentinamente de direção.

8.2 Travões

- Coloque sempre o travão ao colocar a criança ou ao retirá-la do banco.
- Não deixe o carrinho de bebê em declive, mesmo com o travão ligado. Certifique-se sempre de que o carrinho de bebê está nivelado para evitar o risco de lesões para o ocupante e ajudar a evitar tombamentos.
- Não deixe o travão ligado quando o carrinho de bebê não estiver a ser utilizado, pois isso danificará as rodas traseiras.
- Não fique de pé sobre o travão nem lhe aplique uma pressão excessiva, pois isso pode fazer com que a barra do travão se dobre.

8.3 Conforto

1. Seja sempre atencioso com o ocupante.
2. Antes de iniciar uma viagem, certifique-se de que o ocupante está confortável e corretamente sentado e de que todos os arnês de segurança estão corretamente montados e ajustados. Certifique-se sempre de que ambos os pés estão apoiados e que a roupa está enfiada e não pode apanhar portas ou outras obstruções.
3. Lembre-se de que o ocupante está à sua frente. Eles vão querer fazer parte das suas conversas e interesses. Além disso, a visão deles será diferente da sua quando se trata de olhar para vitrines, etc. Pode ser extremamente frustrante ouvir algo emocionante sendo discutido quando está situado em algum lugar atrás dos olhos do ocupante e, portanto, fora da vista.

8.4 Elevação e segurança geral

O carrinho de bebê Snazzi foi concebido para transportar apenas uma pessoa. Nunca permita que as crianças brinquem ou fiquem de pé no apoio para os pés ou na armação. Nunca pendure nada como sacos na pega de empurrar. Se o fizer, existe o perigo de o carrinho de bebê tombar para trás e danificar a cadeira.

1. Se for necessário levantar o carrinho de bebê enquanto está ocupado utilize sempre duas pessoas, uma à frente e outra atrás.
2. Para sua própria segurança e boas práticas, nunca levante o carrinho de bebê vazio até que este tenha sido devidamente dobrado. Use sempre uma boa prática de lifting.
3. Não permita que as crianças brinquem com a alavanca de libertação da mola a gás.
4. Nunca deixe a criança/ocupante desacompanhada, mesmo com arnês montados. No atendente deve ter as mãos nas alças de empurrar em todos os momentos
5. Mantenha as crianças afastadas do carrinho de bebê durante as operações de abertura e dobragem.

9: Limpeza

9.1 Carrinho de bebê

1. Para limpar o Snazzi, limpe com um pano húmido e seque bem.
2. Para manchas mais teimosas, limpe com um pano úmido e água morna na qual um pouco de sabão neutro foi dissolvido. Seque bem.
3. Nunca use polimento de móveis ou qualquer espírito para limpar a moldura.

9.2 Capa de assento

1. Retire a tampa do banco, conforme especificado no ponto 5.2. Para lavar, use um ciclo de lavagem sintética de 30°C.
2. Seque bem a tampa antes da remontagem. **Não secar nem limpar a seco.**

9.3 Precinta pélvica, apoio de cabeça e arnês

1. Retire a precinta pélvica ou o arnês do assento.
2. Limpe com um pano húmido e seque muito bem. **Não secar.**
3. **Não mergulhe em água nem lave na máquina.**

10: Manutenção

Se for detetado um problema durante a realização das verificações regulares, este deve ser imediatamente comunicado ao distribuidor autorizado (normalmente os serviços de cadeira de rodas) ou à Tendercare Ltd.

10.1 Manutenção de rotina

Segue-se uma série de verificações simples que devem ser realizadas regularmente como parte da manutenção de rotina do carrinho de bebé. Estes controlos regulares destinam-se a ser realizados por um progenitor ou cuidador. A frequência de manutenção deve ser aumentada para utilizadores mais pesados. Se detetar uma avaria ou quaisquer sinais de danos, pare imediatamente de utilizar o carrinho de bebé e contacte a Tendercare Limited ou o seu distribuidor autorizado/reparador aprovado para obter mais instruções. Não tente corrigir quaisquer problemas sem instruções adicionais da Tendercare Ltd ou do seu distribuidor autorizado/reparador aprovado. Se detetar danos ou defeitos que não estejam listados abaixo, pare de utilizar o carrinho de bebé e contacte imediatamente o seu distribuidor autorizado/oficina de reparação aprovada. ou Tendercare Ltd. Do mesmo modo, se tiver dúvidas ou preocupações, contacte o seu distribuidor autorizado/oficina de reparação aprovada. ou Tendercare Ltd.

A família do usuário pode facilmente realizar as seguintes tarefas.

1. Realize uma avaliação visual do carrinho de bebé (de cada vez que utilizar o carrinho de bebé), para garantir que nada parece faltar, partido ou solto.
2. Verifique se os dois parafusos M8 x 16 estão no lugar e apertados usando a tecla Allen (diariamente). A chave Allen de 5 mm fornecida é necessária para apertar o apoio para os pés.
3. Verifique se todas as porcas, parafusos e rodas manuais estão apertados (diariamente).
4. Verifique o funcionamento dos mecanismos de travagem, dobragem e inclinação (sempre que utilizar o carrinho de bebé).
5. Certifique-se de que a captura de segurança engata e trava no chassi.
6. Examine os estofos e acessórios posturais, incluindo o arnês para desgaste, e providencie a substituição, se necessário. (semanal).
7. Limpe o quadro/tampas quando necessário (sugerimos pelo menos uma vez por semana).
8. Se o seu carrinho de bebé estiver equipado com pneus pneumáticos, verifique regularmente o estado do pneu. Certifique-se de que os pneus estão com uma

pressão de 36 psi (se for demasiado baixo, utilize uma bomba manual ou de pé adequada, não utilize um insuflador mecânico ou de linha de ar e não encha demasiado o pneu). Em caso de furo, terá de comprar um conjunto de alavancas de pneus e um kit de reparação de furos numa loja de bicicletas respeitável. Siga sempre as instruções fornecidas no kit de reparação de furos.

9. Limpe sempre a estrutura do carrinho de bebé a seco. Nunca o guarde húmido.

10.2 Manutenção anual

Anualmente, certifique-se de que as verificações abaixo são realizadas por um comerciante competente ou por uma oficina de reparação aprovada. A frequência de manutenção deve ser aumentada para utilizadores mais pesados. Se detetar uma avaria ou quaisquer sinais de danos, pare imediatamente de utilizar o carrinho de bebé e contacte a autoridade competente para obter mais instruções e inspeção. Pode ser a oficina de reparação aprovada, o distribuidor autorizado (por exemplo, um serviço de cadeira de rodas) ou a Tendercare Ltd. Se detetar danos ou uma avaria que não esteja listada abaixo, pare de utilizar o carrinho de bebé e contacte imediatamente a autoridade competente. Do mesmo modo, se tiver dúvidas ou preocupações, contacte a autoridade competente. Se não tiver a certeza de quem contactar, contacte diretamente a Tendercare Ltd.

1. Dobre e abra o carrinho de bebé. Verifique se todos os movimentos através da gama de dobragem são livres, fáceis e desobstruídos. Examine o carrinho de bebé para verificar se há danos.
2. Verifique o funcionamento do mecanismo de inclinação no espaço. Verifique se há sinais de danos na haste de gás e na cabeça de liberação da haste de gás. Além da verificação anual, como a cabeça de liberação do suporte de gás é uma peça de alumínio, recomendamos a substituição a cada três anos. No entanto, a substituição desta peça pode ter de ser mais cedo do que o período de tempo recomendado e mais frequente para utilizadores mais pesados
3. Examine os estofos e acessórios posturais, incluindo o arnês para verificar se há desgaste e danos, e providencie a substituição, se necessário.
4. Examine porcas, parafusos, pivôs e plugues de quadro quanto à estanqueidade e estado geral.
5. Examine o conjunto de freio quanto ao desgaste, danos e operação correta.
6. Examine os pneus em busca de objetos cortantes, cortes ou partições.
7. Examine rodízios e rodas quanto ao desgaste excessivo. Verifique o parafuso de fixação horizontal do rodízio para garantir que a roda do rodízio não está com movimento excessivo
8. Verifique se os rodízios e as rodas traseiras têm rotação livre, ajuste e acumulação de qualquer penugem e gralha. Retire a penugem e a areia grossa com um pano seco sem fiapos.
9. Verifique o mecanismo do clipe de segurança para o funcionamento adequado.

10. Verifique se os controles deslizantes de bloqueio estão funcionando corretamente e não estão mostrando sinais de desgaste ou danos. Providencie substituições, se necessário.

O que precede não constitui uma lista exaustiva de todos os controles, mas destina-se a ser utilizado como guia.

10.3 Manutenção Adicional / Oficina

Um cronograma mais detalhado da manutenção de rotina e planejada é dado no manual de oficina apropriado. O manual de oficina foi concebido para ser utilizado por um comerciante competente ou por uma oficina de reparação aprovada. Recomenda-se que o distribuidor autorizado ou a sua oficina de reparação acreditada mantenham registos exaustivos de todas as operações de manutenção e reparação realizadas durante a vida útil do produto. Além disso, devem assegurar o cumprimento de todos os prazos de manutenção recomendados. A não manutenção de um dispositivo pode comprometer a condição clínica ou a segurança dos utilizadores e/ou dos seus cuidadores.

11: Cilindro de oxigênio

1. Se for necessário um cilindro de oxigênio portátil, o tamanho máximo recomendado pela Tendercare é do tipo PD 455 mm de comprimento x 100 mm de diâmetro e peso de aproximadamente 10 kg. Para informações sobre garrafas e segurança, contacte:

BOC Gases, Centro de Atendimento ao Cliente, Priestley Road, Worsley, Manchester, M28 2UT. Tel: 0800 111 333.

Advertências:

Se utilizar cilindros de oxigênio medicinal, garanta a conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Ao montar um cilindro de oxigênio no carrinho de bebê Snazzi, deve ter-se cuidado para garantir que o sistema não será danificado de forma alguma. Além disso, a estabilidade do carrinho de bebê Snazzi não deve ser afetada negativamente. Se necessário, devem efetuar-se ensaios de estabilidade no conjunto carregado.

1. Se for necessário um cilindro de oxigênio, este deve ser montado num tabuleiro de transporte aprovado, ser adequadamente apoiado e imobilizado tendo em conta a utilização e o ambiente previstos.

Importante:

Quando o carrinho de bebê Snazzi é utilizado como assento num veículo, o cilindro de oxigênio e a bandeja de transporte devem ser removidos.

1. As válvulas, manómetros e acessórios devem ser adequadamente protegidos contra danos mecânicos.
2. Ao utilizar um cilindro de oxigênio, os utilizadores e cuidadores devem estar cientes do perigo potencial causado pelo fumo, chamas nuas ou outras fontes de calor expostas, óleo ou gordura.

3. Uma vez que a instalação e a utilização de oxigénio estão fora do controlo da Tendercare Ltd, a Tendercare Ltd não aceita qualquer responsabilidade relacionada com a utilização de oxigénio com o carrinho de bebé Snazzi.

12: Garantia, Vida útil do produto, Vida útil e Reutilização

12.1 Garantia

1. Como fabricante, a Tendercare irá reparar ou substituir, gratuitamente, quaisquer peças ou peças que se verifique estarem defeituosas devido a defeitos de fabrico. O quadro é garantido por um período de 24 meses com todos os outros componentes, incluindo acessórios, garantido por um período de 12 meses.
2. A Tendercare Limited não irá reparar ou substituir gratuitamente qualquer peça ou peças que se verifique estarem defeituosas devido a abuso, mau uso ou falta de manutenção correta.
3. A garantia não cobre danos acidentais e não se estende a peças não duráveis, que estão sujeitas ao desgaste normal e, portanto, precisam de substituição periódica.
4. A não manutenção de um dispositivo de acordo com as instruções pode invalidar a garantia do dispositivo. Recomenda-se que sejam mantidos registos exaustivos que detalham todas as manutenções e reparações realizadas durante a vida útil do produto. A não manutenção de um dispositivo pode comprometer a condição clínica ou a segurança dos utilizadores e/ou dos seus cuidadores.
5. A garantia não cobre quaisquer danos causados por modificações realizadas por qualquer pessoa que não seja a Tendercare Ltd.
 1. O equipamento para reclamações de garantia deve ser devolvido em uma caixa forte que seja de qualidade suficiente para garantir que danos ao produto não ocorram durante o transporte. A Tendercare não assumirá qualquer responsabilidade por quaisquer danos incorridos devido a uma embalagem insuficiente ou incorreta. A cobrança pode ser cobrada. Entre em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente da Tendercare em 01903 726161

12.2 Vida útil do produto/período de uso

O Snazzi tem um período de uso de até 7 anos se usado corretamente e mantido regularmente por um profissional, de acordo com as informações detalhadas neste manual do usuário.

O Snazzi pode ser utilizado para além deste ponto se estiver em condições de segurança e tecnicamente são. O tempo de armazenamento no fabricante não conta para o período de utilização. O período de utilização/tempo de vida útil do produto começa a partir da data de expedição das nossas instalações.

O período teórico de utilização não equivale a uma vida útil garantida. Depende da intensidade de utilização do produto. O produto deve ter sido sempre submetido a uma avaliação individual pelo distribuidor autorizado (ou pelo seu agente/oficina de reparação designado), sempre que o produto for reutilizado. O período de utilização não se aplica a peças de desgaste como revestimentos, tampas, pneus, pastilhas de travões, etc.

12.3 Vida útil

A Vida Útil de um produto é a quantidade de tempo que o fabricante determina que o produto é "utilizável" e durante o qual pode funcionar de forma segura e eficaz. O relógio de vida útil do produto começa a partir da data de envio das nossas instalações.

O Snazzi tem uma vida útil de 8 anos se forem cumpridos os requisitos estipulados para o período de utilização. A vida útil consiste no período de utilização e nos tempos de armazenamento entre as reutilizações.

12.4 Reutilização

O Snazzi é adequado para ser reutilizado. Antes de ser passado para o próximo utilizador, o produto deve ser sempre cuidadosamente limpo e desinfetado. A condição deve ser verificada por pessoal treinado para detetar qualquer desgaste e danos. O Snazzi deve ter sido sempre submetido a uma avaliação individual pelo distribuidor autorizado (ou pelo seu agente/oficina de reparação designado), sempre que for reutilizado. Quaisquer problemas devem ser resolvidos para garantir a continuação da utilização segura do produto. Uma cópia das Instruções de Utilização (manual do utilizador) é um componente do produto e deve ser transmitida ao novo utilizador.

13: Transporte do carrinho de bebé

O carrinho de bebé Snazzi pode ser dobrado para transporte na área de bagagem de um veículo, conforme detalhado nas secções 4.1 deste manual.

O carrinho de bebé Snazzi foi testado com sucesso de acordo com a norma internacional ISO 7176-19 e pode ser utilizado como assento de veículo.

No entanto, a Tendercare Ltd recomenda vivamente que o transporte de crianças com uma massa corporal inferior a 22 kg seja transferido para um sistema de retenção para crianças (por vezes referido como uma **cadeira de segurança para bebés**, um **sistema de retenção para crianças**, uma **cadeira auto de retenção** ou ambígua como **cadeiras auto**) em conformidade com o Regulamento UNECE 44.04; A fim de proporcionar a melhor proteção possível à criança.

Se a transferência para um sistema de retenção para crianças não for possível, devido às necessidades do ocupante, por exemplo, necessidade de apoio postural contínuo, desconforto do ocupante, ansiedade ou dependência do dispositivo médico, a decisão de transportar o ocupante na sua cadeira de rodas ou buggy deve envolver um processo de avaliação de risco individual. Este processo de avaliação dos riscos deve envolver um terapeuta/avaliador de riscos competente que seja capaz de fundamentar as razões para não transferir o ocupante para um sistema de retenção para crianças.

No mínimo, a avaliação dos riscos deve incluir uma ressalva para garantir que o veículo de 3 pontos ancorado no veículo de 3 pontos ancorado no colo e o sistema de retenção diagonal se adapta corretamente ao ocupante/criança. Se tal não se adequar corretamente, independentemente do resultado remanescente da avaliação dos riscos, o ocupante não deve ser transportado no carrinho de bebé.

IMPORTANTE:

Quando utilizado como banco do veículo, devem ser seguidas as seguintes instruções:

13.1 Preparação do sistema de transporte

1. Verifique se a criança está corretamente presa no assento usando o cinto de segurança abdominal e diagonal, garantindo que os seguintes requisitos de segurança são cumpridos (note que estas instruções são para orientação, e só devem ser executadas por alguém que seja totalmente treinado no uso de amarração de cadeira de rodas e sistemas de retenção de ocupantes) :
 - a) O cinto subabdominal do ocupante deve ser roteado baixo sobre a pélvis, evitando o contacto com o abdómen do passageiro. O encaminhamento do cinto subabdominal, deve estar dentro da almofada lateral do ocupante, tanto no lado esquerdo como no lado direito do carrinho de bebé.
 - b) O cinto subabdominal, não deve ser mantido afastado do corpo do ocupante por qualquer parte do carrinho de bebé, como almofadas laterais ou rodas (ver fig. 13.1.1)




Fig 13.1.1

Nota: A correia do cinto não deve ser torcida quando em uso.

1. O ângulo da cintura pélvica deve estar dentro da zona ideal de 30o a 75o em relação à horizontal, como mostra a Figura 13.1.2




Fig 13.1.2

1. **Importante:** Qualquer arnês montado no carrinho de bebê destina-se apenas a apoio postural e não deve ser utilizado como arnês de transporte. A precinta pélvica deve estar localizada o mais baixo possível sobre as ancas: não deve atravessar o estômago do passageiro.
2. **Importante:** Para garantir que o arnês Butterfly (Peito) não se levante e cause danos ao utilizador, sempre que o arnês estiver a ser utilizado, deve assegurar-se de que todas as fivelas/fixações de cames estão devidamente fechadas e que o arnês está corretamente posicionado no mínimo 75 mm abaixo do decote do utilizador. O incumprimento desta medida pode resultar em lesões graves.
3. **Remova todos os acessórios como um pombo, bandeja, capuz, cesto de compras ou bandeja de transporte.**
4. O assento pode ser ajustado verticalmente ou para uma posição de inclinação média para transporte.

13.2 Colocação do carrinho de bebê ao veículo


1. O carrinho de bebê Snazzi deve ser fixado ao veículo utilizando um sistema de retenção para cadeiras de rodas de 4 pontos que cumpra um dos seguintes requisitos: ISO 10542 Parte 2, SAE2249 ou DIN 75078/2. **NENHUM outro sistema de retenção pode ser utilizado.**
2. **Apenas uma pessoa treinada deve colocar as restrições.**

3. Ao instalar os sistemas de retenção, consulte as orientações do fabricante. Por favor, encaminhe quaisquer preocupações ou dúvidas relativas ao sistema de retenção para o fornecedor original.

4. Posicionar corretamente o conjunto no veículo sobre a pista de piso com a frente do carrinho de bebê virada para a frente do veículo (*no sentido de marcha*). **Coloque o freio***

**Os travões são necessários para impedir que o carrinho de bebé se mova enquanto monta as restrições. Quando o carrinho de bebé estiver corretamente ligado ao veículo com um sistema de retenção de 4 pontos, deixa de ser necessário que os travões permaneçam ligados.*

5. Para carrinhos Snazzi adquiridos antes de novembro de 2012, prenda os suportes dianteiros à pista do piso e ao redor do quadro imediatamente acima dos rodízios dianteiros, como mostrado (ver Fig. 13.2.1A)



Attach
front
restraint
here

Fig. 13.2.1A

6. Os carrinhos Snazzi comprados depois de novembro de 2012 vêm com um suporte de amarração dianteira, que se encaixa entre o rodízio dianteiro e o quadro. Fixar o sistema de retenção a este ponto de montagem utilizando um gancho Karabiner normalizado (ver fig. 13.2.1B). **Nota: Utilize sempre o suporte de amarração, se existir.**

Attach
Karabiner
Hook here



Fig. 13.2.1B

7. Fixe os apoios traseiros à pista do piso e aos dois suportes de amarração traseiros no quadro. Estes estão posicionados a meio do quadro traseiro, logo acima do mecanismo de travagem. (Ver Fig. 13.2.2)



Fig. 13.2.2

8. Para libertar o carrinho de bebé, siga as instruções acima na ordem inversa.

NA IMPRENSA DE EMERGÊNCIA, O COMUNICADO APERTA AS FIVELAS

Atenção:

- ❖ *O acima exposto apenas prende o carrinho de bebé e não o passageiro. É essencial que seja instalado um feixe de arnês separado que proteja o passageiro sobre o colo e sobre o ombro (ver fig. 13.2.3).*



Fig 13.2.3

- ❖ *Qualquer item envolvido em um acidente, por menor que seja, DEVE SER RETIRADO DE SERVIÇO IMEDIATAMENTE E SUBSTITUÍDO.*

14: Reparações

1. Reparações: Para todas as reparações, contacte o seu distribuidor autorizado.
2. Grandes reparações: Para todas as grandes reparações, por exemplo, estrutura dobrada ou danificada, o equipamento deve ser devolvido à fábrica. Entre em

contato com o serviço de atendimento ao cliente da Tendercare Ltd em (01903) 726161.

3. Um agente aprovado pode efetuar as seguintes reparações e substituições: Substituição de Rodas, travões e escoras a gás. Um manual de oficina está disponível para reparadores da Tendercare Ltd.

Pontos Importantes

1. Não reutilize nozes Nyloc. Substitua sempre por uma nova noz Nyloc.
2. Utilize sempre o composto de bloqueio por rosca Loctite de Grau 243.
3. Utilize sempre os componentes e peças recomendados disponíveis na Tendercare Ltd.
4. Não modifique nem repare o quadro

15. Armazenamento

O item deve ser armazenado em um ambiente seco para evitar danos a quaisquer peças. Por favor, certifique-se de não armazenar nada em cima do item, pois isso também pode causar danos.

16. Eliminação



Quando um produto atinge o fim da sua vida útil, deve ser devolvido ao distribuidor autorizado para revisão e eliminação. Para produtos que foram comprados em particular, o produto deve ser separado por tipo de material para que as peças possam ser recicladas ou descartadas corretamente. Se necessário, entre em contato com a Tendercare Ltd para obter uma descrição precisa de cada material. Contacte as autoridades locais para ser informado sobre as opções disponíveis para a reciclagem de uma forma respeitadora do ambiente.

17. Registro de serviço de manutenção do produto

Para garantir a segurança contínua e maximizar a vida útil do produto, recomenda-se que todos os componentes do Snazzi Pushchair sejam cuidadosamente inspecionados quanto ao desgaste e estabilidade nos intervalos especificados nas Seções de Manutenção do Manual do Usuário do Snazzi Pushchair e do Manual da Oficina do Snazzi Pushchair.

Para os utilizadores que sujeitem o produto a uma utilização mais pesada ou mais frequente, os intervalos de inspeção devem ser ajustados em conformidade.

Quaisquer defeitos identificados devem ser imediatamente comunicados à autoridade competente, e recomendamos que todos os reparos sejam realizados usando peças de reposição originais genuínas, que estão disponíveis diretamente na Tendercare Ltd.

Registe aqui os números de série apresentados no seu Snazzi:

Registo de Serviço

DATA	INSPECIONADO POR (NOME & SINAL)	COMENTÁRIOS