

Axkid ONE 2 Reha

ⒹⒺ **Gebrauchsanweisung** – Reha-Autositz Axkid ONE 2 Reha

ⒺⒹ **Instructions for Use** – Rehab Car Seat Axkid ONE 2 Reha







1




2



3




4









5







6






















2. Vorwort / Hersteller

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für unser Produkt entschieden und wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Damit die Handhabung Ihres neuen Produktes für Sie und den Nutzer sicher, praktisch und komfortabel ist, lesen Sie bitte zuerst diese Gebrauchsanweisung. So können Sie Beschädigungen und Bedienungsfehler vermeiden. Sorgen Sie bitte dafür, dass diese Gebrauchsanweisung beim Produkt verbleibt und jedem Nutzer zur Verfügung steht.

Durch die Modifikation zum Reha-Autositz ändert sich die Handhabung des Autositzes in einigen wenigen Punkten, es können ggf. Abweichung zum Konsumer-Produkt bestehen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Fachhandel oder direkt an uns.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde

Telefon: +49 (0) 4761 8860



www.thomashilfen.de

Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor. Das kann zu Abweichungen zwischen Ihrem Produkt und der Darstellung in Medien führen.

Inhaltsverzeichnis

1. Abbildungen	3
2. Vorwort / Hersteller	12
3. Kennzeichnungen / Modellidentifikation	13
4. Allgemeine Hinweise / Sicherheitshinweise	14
5. Zweckbestimmung	15
5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung / Anwendungsbereiche	15
5.2 Indikation / Patientenzielgruppe, vorgesehene Anwender	15
5.3 Anwendungsrisiken und Kontraindikationen	15
6. Produktbeschreibung	15
6.1 Lieferumfang	15
6.2 Grundausstattung	15
6.3 Inbetriebnahme	15
6.4 Gebrauchsschulung	15
7. Einstellmöglichkeiten / Leistungsmerkmale / Zubehör	16
8. Komponenten	17
8.1 Erlaubte und unerlaubte Sitzpositionen des Axxid ONE 2 Reha Kindersitz	19
8.2 Installation des Axxid ONE 2 Reha im Fahrzeug	19
8.3 Neigungsverstellung des Axxid ONE 2 Reha Kindersitzes	20
8.4 Sitzverstellungen	21
8.5 Sitzanpassungen / Ausbau des Axxid ONE 2 Reha aus Ihrem Fahrzeug	21
9. Technische Daten	22
10. Materialangaben	22
11. Reinigung, Instandhaltung und Reparatur	23
11.1 Reinigung, Pflegehinweise und Desinfektion im Alltag	23
11.2 Wartung und Inspektion durch den Fachhandel / Wartungsplan	24
11.3 Ersatzteile	24
11.4 Lagerung / Entsorgung	24
12. EU-Konformitätserklärung	25
13. Gewährleistung	25
14. Nutzungsdauer / Lebensdauer	25
15. Wiedereinsatz	25
16. Händler	25

3. Kennzeichnungen / Modellidentifikation

Aufkleber	Bedeutung
	Barcode-Label Position am Produkt (Abb. 1) - Hersteller - Produktname - Produktgruppe - Artikelnummer kurz / lang - MD = Medizinprodukt - Herstellungsdatum - Seriennummer
	Typenschild Position am Produkt (Abb. 2) - Hersteller - Produktname - Nutzergewicht - Nutzergröße - CE-Kennzeichen - Gebrauchsanweisung beachten
	Crashtest-Label Position am Produkt (Abb. 2) Crashtest-Label Position am Produkt (Abb. 2) Information: Das Produkt verfügt über einen Festigkeitsnachweis in Anlehnung an ECE R 129/03.

4. Hinweise

4.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie sich vor Erstgebrauch die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch oder lassen Sie sich diese bei Leseschwierigkeiten vorlesen. Sollte die Gebrauchsanweisung fehlen, können Sie sich diese auf www.thomashilfen.de herunterladen. Die Inhalte der digitalen Gebrauchsanweisung können vergrößert dargestellt werden.
- Prüfen Sie die Verpackung auf Transportschäden und ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Veränderungen am Produkt sind nur im Rahmen der vorgesehenen Einstellmöglichkeiten zulässig.
- Reinigung und Pflege im Alltag kann von Angehörigen und Betreuern durchgeführt werden. Wartung und Inspektion erfolgen durch den Fachhandel.
- In einigen Ländern ist es erforderlich, eine ärztliche Bescheinigung mitzuführen.
- Der Reha Autositz kann auf einem der hinteren Sitze sowie dem Beifahrersitz genutzt werden. Der gewählte Fahrzeugsitz MUSS vorwärtsgerichtet sein und muss über eine Isofix Anbindung verfügen.
- Alle Kennzeichnungen müssen am Produkt verbleiben und dürfen nicht manipuliert werden.

4.2 Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie mindestens alle 3 Monate, ob die Einstellungen des Produktes noch zu den aktuellen Körpermaßen des Nutzers passen. Lassen Sie ggf. durch einen Fachhändler / Orthopädietechniker die Einstellungen anpassen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig (wöchentlich) die Funktionsfähigkeit der Einstellmöglichkeiten am Produkt.
- Bitte überlasten Sie das Produkt nicht und beachten Sie das maximale Nutzergewicht bzw. die maximale Belastbarkeit (siehe technische Daten).
- Nutzer bitte nie unbeaufsichtigt mit dem Produkt alleine lassen.
- Das Produkt darf nur von einem Nutzer zur Zeit verwendet werden. Es dürfen keine weiteren Personen im oder auf dem Produkt platziert werden.
- Alle Anwender müssen in die Funktionen des Produktes eingewiesen sein. So kann im Notfall der Nutzer zügig aus dem Produkt befreit werden.
- Lassen Sie den Nutzer beim Ein- und Aussteigen in oder aus dem Produkt nicht unbeaufsichtigt.
- Der Nutzer sollte immer mit dem 5-Punkt-Sicherheits- & Positionierungsgurt (Grundausrüstung) positioniert sein.
- Bei starker Sonneneinstrahlung und Hitze kann es zu hohen Oberflächentemperaturen am Produkt kommen. Dann besteht Verletzungsgefahr bei Berührung. Nutzen Sie das Produkt erst wieder, wenn es ausreichend abgekühlt ist. Schützen Sie das Produkt allgemein vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bitte beachten Sie die für Ihr Fahrzeug geltenden Sicherheitsnormen in der Gebrauchsanweisung des Fahrzeugs, um die Sicherheit des Nutzers zu gewährleisten.
- Die Gebrauchsanweisung muss am Produkt verbleiben.
- Sollte es wider Erwarten zu einem schwerwiegenden Vorfall mit dem Produkt kommen, melden Sie dies bitte unverzüglich unserem Unternehmen und der zuständigen Behörde.

5. Zweckbestimmung

5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung / Anwendungsbereiche

Der Reha-Autositz Axxid ONE 2 Reha ist ein Medizinprodukt der Klasse 1.

Er ist konzipiert für die behindertengerechte Beförderung und zur Einhaltung einer gesicherten Sitzposition von Kindern in Kraftfahrzeugen. Die Sicherung des Kindes erfolgt immer mit dem 5-Punkt-Sicherheitsgurt des Reha-Autositzes. Der 5-Punkt-Gurt des Reha-Autositzes dient zusätzlich zur Positionierung und Unterstützung einer aufrechten Sitzposition des Kindes. Zudem verfügt der Reha-Autositz über eine integrierte Sitzkantelung.

Der Reha-Autositz sorgt für zusätzlichen Halt beim sicheren Sitzen, Stabilisierung der Kopfkontrolle und stabilen Sitz im Beckenbereich. Zusätzlich bietet das Produkt Zubehör zur individuellen Anpassung. Der Reha-Autositz wird rückwärtsgerichtet als Reboarder verwendet.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

5.2 Indikation / Patientenzielgruppe, vorgesehene Anwender

Der Reha-Autositz wird eingesetzt bei Kindern mit strukturellen und / oder funktionellen Einschränkungen oder Fehlhaltungen im Kopf- und Rumpfbereich. Er sorgt für eine stabile und physiologische Positionierung, wenn ein handelsüblicher Kinderautositz nicht ausreichend ist für eine stabile Sitzhaltung im Fahrzeug.

5.3 Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Bei sachgerechtem Gebrauch können Risiken bei der Anwendung ausgeschlossen werden. Kontraindikationen sind nicht bekannt.

6. Produktbeschreibung

6.1 Lieferumfang

Ihr Produkt wird in der Grundausrüstung vormontiert geliefert. Das eventuell mitbestellte Zubehör liegt dem Produkt bei und muss nachträglich montiert werden. Dem Produkt liegt eine Gebrauchsanweisung bei.

6.2 Grundausrüstung

Sitzschale (rückwärtsgerichtet); Sitz und Rücken mit 12-fach höhenverstellbarer Kopfstütze; Kopfpolster; Sitzpolster; Sitzseitenpolster; integrierter 5-Punkt-Gurt mit Zentralversteller; höhenverstellbarer Schultergurt mit Axxid ONE 2 Reha Gurtpolster-System inkl. Gurtschildpolster (klein); extra breiter, seitlicher Seitenaufprallschutz (ASIP); Tragegriff; einstellbare Ruhe- und Schlafposition; abnehmbare Thorax- und Sitzseitenpelotten; abnehmbare Bezüge, bis 40° C in der Maschine waschbar, nicht im Trockner trocknen; Standfuß mit akustischem Signal; automatischer Überrollbügel; Abduktionsführung; ISOFIX-Konnektoren; Sleep Well System; Easy Installation System

6.3 Inbetriebnahme

- Entfernen Sie sorgsam die Transportsicherungen und die Verpackungen.
- Achten Sie darauf, dass Verpackungsmaterial und Kleinteile nicht in die Hände von Kindern gelangen können, um ein Verschlucken bzw. die Gefahr des Erstickens zu vermeiden.

6.4 Gebrauchsschulung

Der Anwender wird vom autorisierten Fachpersonal unter Hinzunahme dieser Gebrauchsanweisung in den Gebrauch dieses Hilfsmittels eingewiesen.

Der Fachberater sollte den Sitz gemeinsam mit dem Anwender in das Fahrzeug einbauen und den Sitz auf die jeweiligen Maße des aktuellen Nutzers einstellen.

Es ist sicherzustellen, dass der Anwender in alle Funktionen des Produktes sowie den Ein- und Ausbau aus dem Fahrzeug eingewiesen ist.

7. Einstellmöglichkeiten / Leistungsmerkmale / Zubehör

Bitte beachten Sie:

Der Axkid ONE 2 Reha ist ein erweiterter i-Size Kindersitz. Er ist nach der UN R129 Richtlinie zur Nutzung auf i-Size kompatiblen Plätzen im Auto gemäß dem Handbuch des jeweiligen Autoherstellers konzipiert. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an den Kindersitzhersteller (www.axkid.com) oder Ihren Händler.

Der Axkid ONE 2 Reha ist eine Rückhalteeinrichtung für spezielle Anforderungen und somit mit einem „S“ markiert.

7.1 5-Punkt-Gurt

Änderung der Gurtlänge:

Heben Sie das Sitzpolster leicht an und lösen Sie die Stofflasche mittels Klettverschluss. Nun sehen Sie den in die Sitzschale eingelassenen Gurtzentralversteller. Um die Gurtlänge zu ändern, drücken Sie den Hebel herunter und stellen den Gurt mittels Ziehen am unten hängenden Gurtband (Verkürzen) oder durch nach vorne Ziehen der beiden Gurte (Verlängern) ein. (Seite 6, Abb. 7-8)

7.1.1 Gurtverschluss:

Drücken Sie zum Öffnen auf die rote Vertiefung des Verschlusses. Trennen Sie danach die beiden oberen Gurthalterungen. Zum Schließen des Gurtes führen Sie die beiden oberen Gurthalterungen wieder zusammen, stecken diese oben in den Verschluss und drücken diesen zusammen, bis er mit einem hörbaren „Klick“ einrastet. (Seite 6, Abb. 8)

7.1.2 Abduktionsführung

Zur Befestigung ziehen Sie das Band der Abduktionsführung durch den hinteren Schlitz im Sitzeinleger. Führen Sie es durch den vorderen Schlitz wieder nach vorne und befestigen mit dem Druckknopf. (Abb. 1)

7.1.3 Thoraxpelotte

Die Thoraxpelotten können in Höhe sowie Tiefe individuell an den seitlichen Velourflächen positioniert werden. (Abb. 2)

7.2 Zubehör

Hinweis: Informationen zur Montage finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung, die dem Zubehör direkt beiliegt. Sollte die Gebrauchsanweisung fehlen, können Sie sich diese auf www.thomashilfen.de herunterladen. Die Montage / Demontage des Zubehörs erfolgt mit handelsüblichem Werkzeug.

7.2.1 Kopfpolster

Das zusätzliche Kopfpolster dient der Verkleinerung der Kopfstütze und gibt kleineren Nutzern mehr Halt. (Abb. 3)

7.2.2 Anti-Escape-Weste

Hinweis: Informationen zur Montage finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung, die dem Zubehör direkt bei liegt. Sollte die Gebrauchsanweisung fehlen, können Sie sich diese auf www.thomashilfen.de herunterladen.

Die Montage / Demontage des Zubehörs erfolgt mit handelsüblichem Werkzeug. (Abb. 4)

7.2.3 Autositzschutz mit Rücken

Der Autositzschutz liegt unter dem Kinderautositz auf dem Fahrzeugsitz und der Rückenlehne. Er schützt Sitzfläche und Rückenlehne des Fahrzeugsitzes vor Beschädigungen. In den vorderen Taschen können kleine Gegenstände verstaut werden. (Abb. 5)

7.2.4 NapUp


Es ist eine leicht zu montierende Kopfunterstützung, welche sich nachträglich in nahezu jeden Thomashilfen Reha-Autositz einbauen lässt. Das NapUp bietet einen sicheren Halt bei minimalem Stirnkontakt und bietet dabei maximale Bewegungsfreiheit.

Um das NapUp zu montieren, werden die Gurtbänder, wenn möglich, durch die Gurtdurchführungen des Reha-Sitzes geführt und befestigt. Sollten die Schultergurtdurchführungen nicht ausreichend Platz bieten, werden die Gurtbänder um die Kopfstütze geführt und befestigt. (Abb. 6)

8. Komponenten

Schultergurte (A)	Kopfstützenverstellung (M)
Gurtschloss (B)	Beinfreiheitsverstellungsknopf (N)
Überrollbügelauflöser (C)	Rückseitiger Griff (O)
Überrollbügel (D)	Stützfußpositionsanzeiger (P)
Kopfstütze (E)	Stützfußlöseband (Q)
Augenhöhe Markierung (F)	Stützfuß (R)
ASIP pad (G)	Tonindikator (S)
Neigungsverstellungsknopf (H)	Gurtlöseknopf (T)
Stützfußverstellknopf (I)	Gurtstraffer (U)
ASIP Konnektor (J)	ISOFIX Verriegelungsindikator (V)
Überrollbügelknopf (K)	ISOFIX Knopf (X)
Seitlicher Bezug (L)	ISOFIX Konnektoren (Y)

Komponenten



8.1 Erlaubte und unerlaubte Sitzpositionen des Axkid ONE 2 Reha Kindersitz

Der Axkid ONE 2 Reha Kindersitz kann ausschließlich rückwärtsgerichtet und mit ISOFIX eingebaut werden. Er ist für alle i-Size geprüften Sitzplätze zugelassen und passt möglicherweise auch auf nicht-i-Size geprüfte Sitzplätze.

Überprüfen Sie das Bordhandbuch Ihres Fahrzeugs, um einen passenden Platz für den Kindersitz zu finden. Überprüfen Sie ebenfalls die Fahrzeugliste auf www.axkid.com / www.thomashilfen.de.

Beifahrersitz mit ISOFIX (deaktivierter Airbag)	JA/NEIN
Beifahrersitz mit ISOFIX (aktivierter Airbag)	NEIN
Rücksitzbanksitzplatz mit ISOFIX	JA
Seitlich oder rückwärtsgerichtete Autositze mit ISOFIX	NEIN
Autositz ohne ISOFIX	NEIN



WICHTIG:

Wenn Sie Ihren Axkid ONE 2 Reha auf einem Autositz installieren wollen, für den ein Frontalairbag installiert ist, muss der Airbag gemäß den Autoherstellerangaben deaktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass manche Fahrzeuge dazu eine offizielle Werkstatt benötigen.

* Die allgemeine Verkehrsregelung in Spanien sieht in ihrem Artikel 117 das Verbot vor, mit Kindern mit einer **Körpergröße von höchstens 135 Zentimetern auf den Vordersitzen** des Fahrzeugs zu fahren, mit Ausnahmen.



Verwenden Sie den Kindersitz niemals auf den Sitzplätzen mit aktiven Airbags.

8.2 Installation des Axkid ONE 2 Reha im Fahrzeug

1

Bevor Sie den Axkid ONE 2 Reha Kindersitz in Ihrem Fahrzeug installieren, minimieren Sie seinen Platzbedarf indem Sie den Beinfreiheitsverstellungsknopf (N) drücken und den Sitz in Richtung des Überrollbügels (D) bewegen. Klappen Sie den Stützfuß (R) herunter bis Sie ein Klick hören und der Stützfußpositionsanzeiger (P) grün ist.

2

Lösen Sie den Überrollbügelauslöser (C) und bewegen den Überrollbügel (D) in Richtung des Kindersitzes. Halten Sie den Überrollbügel (D) weiterhin mit einer Hand fest und greifen mit der anderen Hand den rückseitigen Griff (O) und heben den Axkid ONE 2 Reha in Ihr Fahrzeug mit dem Überrollbügel (D) zuerst. Drehen Sie den Sitz dann in eine rückwärtsgerichtete Position in Ihrem Fahrzeug.

3

Drücken Sie die ISOFIX Konnektoren (Y) in die ISOFIX Verankerungen Ihres Fahrzeugs bis Sie ein Klick hören und beide ISOFIX Verriegelungsindikatoren (V) grün anzeigen.

4

Lassen Sie den Überrollbügel (D) los, der sich dann von selbst in Richtung des Autositzes spannen wird. Sobald er stoppt, drehen Sie den Überrollbügelknopf (K) im Uhrzeigersinn bis Sie ein Klick hören. Der Überrollbügel (D) sollte fest gegen den Autositz gepresst sein. Der Überrollbügelknopf (K) hat einen

eingebauten Drehmomentbegrenzer und das Klick-Geräusch weist darauf hin, dass der Überrollbügel (D) korrekt festgespannt wurde und nicht weiter spannbar ist.

5

Drücken Sie den Stützfußverstellungsknopf (I) und ziehen Sie den Stützfuß (R) soweit herunter, bis der den Fahrzeugboden berührt. Lassen Sie den Stützfußverstellungsknopf (I) los und heben den Kindersitz hoch, um den Stützfuß (R) weiter auszufahren bis Sie ein Klick hören. Der Stützfuß (R) sollte nun verriegelt sein und fest auf dem Fahrzeugboden stehen. Bemerkung: Der Axkid ONE 2 Reha Kindersitz ist mit einem Tonindikator (S) ausgestattet, der piept, bis der Stützfuß (R) fest auf dem Fahrzeugboden steht und damit die korrekte Installation anzeigt.

6

Drücken Sie das ASIP Pad (G) in die Aussparungen des ASIP Konnektors (J) und schieben es nach unten, bis das ASIP Pad (G) einklickt. Sollte eine Plastikkappe auf dem ASIP Konnektor (J) angebracht sein, nehmen Sie diese ab und setzen es auf den ASIP Konnektor (J) auf der gegenüberliegenden Seite des Kindesitzes, bevor Sie das ASIP Pad (G) anbringen. Vergewissern Sie sich, dass das ASIP Pad (G) auf der Seite angebracht wird, die sich am nächsten zur Fahrzeughür befindet.

8.3 Neigungsverstellung des Axkid ONE 2 Reha Kindersitzes

Bevor Sie den Neigungswinkel für Ihr Kind im Axkid ONE 2 Reha verstellen, stellen Sie sicher, dass die korrekten Inlays im Kindersitz genutzt werden. Der Axkid ONE 2 Reha ist designt, um mit Ihrem Kind mitzuwachsen und Ihrem Kind Sicherheit und Bequemlichkeit zu gewährleisten.

7

Lockern Sie den Gurt indem Sie den Gurtlöseknopf (T) drücken und ziehen Sie beide Schultergurte (A) gleichzeitig heraus. Vermeiden Sie es, nur einen Schultergurt (A) herauszuziehen, weil die Schultergurte (A) sonst ungleichmäßig sein könnten.

8

Drücken Sie das Gurtschloss (B) öffnen es und legen Sie die Schultergurte (A) nach aussen über die Seitenwangen des Kindesitzes.

9

Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz und platzieren die Schultergurte (A) über die Schultern Ihres Kindes. Schließen Sie das Gurtschloss (B), indem Sie zuerst indem die Teile des Gurtschlösses, die an den Schultergurten (A) befestigt sind, zusammenführen und in das Gurtschloss (B) zusammen einführen, bis Sie ein Klick hören.

10

Passen Sie die Kopfstütze (E) an, bis die Augenhöhe Markierungen (F) auf gleicher Höhe, wie die Augen Ihres Kindes sind, indem Sie die Kopfstützenverstellung (M) drücken und nach oben oder unten schieben.

11

Überprüfen Sie, dass die Schultergurte (A) gerade auf Schulterhöhe Ihres Kindes oder maximal 1cm höher aus dem Sitz kommen. Sie müssen möglicherweise die Kopfstütze (E) noch einmal anpassen, auch wenn die Augenhöhe Markierungen (F) dann nicht mehr mit der tatsächlichen Augenhöhe Ihres Kindes übereinstimmen. Ziehen Sie nun die Schultergurte (A) fest, um die Gurte, die über der Hüfte Ihres Kindes verlaufen, festzuziehen. Halten Sie die Schultergurte (A) gespannt während Sie nun den Gurtstraffer (U) ziehen, bis die Gurte eng genug sind. Es sollte nicht mehr möglich sein, mehr als einen Finger zwischen die Schultergurte (A) und die Schultern Ihres Kindes zu bringen.

8.4 Sitzverstellungen

Nachdem Sie den Axkid ONE 2 Reha in Ihrem Fahrzeug installiert haben, können Sie die Beinfreiheit und die Neigungsverstellung für Ihr Kind sehr einfach verstellen. Sie können diese Einstellungen auch vornehmen, wenn Ihr Kindangeschnallt im Kindersitz sitzt.

Thomashilfen empfiehlt für einen passenden Einbau und die beste Sicherheit für Ihr Kind, dass Sie sich an den am Kindersitz seitlich angebrachten Positionen orientieren. Es ist wichtig, dass Sie den Sitz an den Wachstumsprozess Ihres Kindes anpassen, indem Sie die Neigungspositionen immer aufrechter einstellen, da eine aufrechte Position den bestmöglichen Schutz für den Nacken Ihres Kindes im Falle eines Unfalls bietet. Die Größenangaben richten sich nach der Körpergröße Ihres Kindes. Vergewissern Sie sich, dass sich beide Pfeile in der korrekten Zone befinden.

Alter	Größe	
Kleinkind 0-3 Jahre	Alle Neigungspositionen Mehrere Beinfreiheitspositionen	61-105 cm
Kind 3-7 Jahre	Maximal aufrechte Position Größt mögliche Beinfreiheit	106-125 cm

8.5 Sitzanpassungen / Ausbau des Axkid ONE 2 Reha aus Ihrem Fahrzeug

- Drücken Sie den Beinfreiheitsverstellungsknopf (N) und schieben Sie den Sitz vorwärts oder rückwärts. Halten Sie den Axkid ONE 2 Reha am rückseitigen Griff (O) fest, um zu vermeiden, dass der Kindersitz sich aus Versehen vorwärtsbewegt, bevor Sie den Beinfreiheitsverstellungsknopf (N) drücken.
- Die Neigungsposition des Kindersitzes kann über Drehen des Neigungsverstellknopfes (H) angepasst werden.
- Drücken Sie den Stützfußverstellknopf (I) und schieben den Stützfuß (R) in die kürzeste Position zusammen.
- Schieben Sie den Überrollbügel auslösen (C) zur Seite und bewegen den Überrollbügel (D) in Richtung des Kindersitzes, um die Spannung gegen den Fahrzeugsitz zu lösen.
- Lösen Sie die ISOFIX Konnektoren (Y), indem Sie die ISOFIX Knöpfe (X) drücken und sie rückwärts vom Autositzweg herausziehen.
- Halten Sie den Überrollbügel (D) weiter mit einer Hand und fassen mit der anderen Hand den rückseitigen Griff (O) und heben den Axkid ONE 2 Reha aus Ihrem Fahrzeug heraus.
- Klappen sie den Stützfuß (R) nach oben, indem Sie das Stützfußlöseband (Q) ziehen und dann den Stützfuß (R) hochklappen.

9. Technische Daten

Axxid ONE 2 Reha

Sitztiefe (bis Schrittgurt)	16 cm
Sitztiefe (bis Vorderkante)	28 cm
Sitzbreite	21 - 29 cm
Rückenhöhe (Sitz innen)	52 - 63 cm
Rückenhöhe	29 - 63 cm
Schulterhöhe (Gurtführung)	26 - 37 cm
Sitzkantelung (Grundmodell)	45° / 65°
Gesamtmaße (B x H x T)	44 x 76 x 54 cm
Gewicht des Sitzes (Grundmodell)	9,9 kg
Körpergröße Nutzer	61 - 125 cm
max. Nutzergewicht	23 kg

10. Materialangaben

Das verwendete Polstermaterial ist „schwer entflammbar“, geprüft nach DIN EN 1021- 1 sowie DIN EN 1021-2. Das Ausmaß der Beständigkeit gegen Entzündung bei Werkstoffen und Baugruppen wurde normgerecht geprüft und als unbedenklich bewertet. Der 100% Polyesterstoff ist ein hochwertiges, atmungsaktives Gewebe und wurde positiv auf die Biokompatibilität getestet. (DIN EN ISO 10993-5 und 10993-10)

11. Reinigung, Instandhaltung und Reparatur

11.1 Reinigung, Pflegehinweise und Desinfektion im Alltag


11.1.1 Polster

Der Kindersitzbezug kann bei 40 ° Grad im Schonwaschgang gewaschen werden. Geben Sie den Bezug nicht in den Trockner, da der Bezug beschädigt werden könnte und Polsterungen sich vom Bezug lösen könnten. Auf www.thomashilfen.de finden Sie Anleitungsvideos, wie der Bezug auf- und abgezogen werden kann.

Um den Bezug vom Kindersitz abzuziehen, ziehen Sie den seitlichen Bezug (L) vom Sitz ab und nehmen lösen den Klettverschluss. Öffnen Sie die Reißverschlüsse auf der Rückseite des Kindersitzes und nehmen den Bezug vorsichtig vom Kindersitz ab. Versuchen Sie sich zu merken, wie der Bezug am Kindersitz befestigt ist, sodass das Aufziehen einfacher wird. Beim Wiederaufziehen des seitlichen Bezuges (L) führen Sie es unter dem Aluminiumrahmen durch und drücken ihn zurück in Befestigung. Um den Kopfstützenbezug zu entfernen, öffnen Sie die Reißverschlüsse hinten an der Kopfstütze und entfernen den Bezug vorsichtig.

Sollte es notwendig sein, dass Sie den Bezug ersetzen müssen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie einen Originalbezug von Thomashilfen erwerben. Sollten Sie einen anderen Bezug nutzen, ist die Sicherheit des Axxid ONE Rehas möglicherweise beeinträchtigt und dies könnte zu einer schweren Verletzung im Falle eines Unfalls führen.

Der Axxid ONE 2 Reha



Wir weisen darauf hin, dass auch hochwertige Stoffe durch dauerhafte und intensive Sonneneinstrahlung oder häufiges Waschen ausbleichen können.

11.1.2 Klettverschlüsse

Um die Funktionsfähigkeit der Klettverschlüsse zu erhalten, die Klettbänder mit einer Bürste ab und zu abbürsten. Beim Waschen die Klettbänder immer schließen bzw. abdecken.

11.1.3 Kunststoffteile

Kunststoffteile am Produkt können mit handelsüblichen Seifen (Neutralseife) gereinigt und desinfiziert werden. Nutzen Sie keine aggressiven chemischen Reiniger, die das Plastik des Sitzes schädigen könnten und so die Sicherheit des Kindersitzes beeinträchtigen können. Alle Materialien des Axxid ONE 2 Reha sind recyclebar und sollte nach den local geltenden Richtlinien recycled werden. Fragen Sie bei Ihrem lokalen Recyclingcenter nach, wenn Sie den Sitz recyceln wollen.

11.1.4 Der Tonindikator (S)

Der Tonindikator (S) beinhaltet eine ersetzbare CR1632 Batterie. Bitte entfernen und recyceln Sie die Batterie gemäß der lokal geltenden Richtlinien, wenn Sie den Axxid ONE 2 Reha nicht mehr nutzen möchten. Schrauben Sie dazu die beiden Schrauben unten am Stützfuß (R) heraus und entfernen Sie den Deckel, um an die Batterien heranzukommen.

11.1.5 Desinfektion

Reinigen Sie vor der Desinfektion die Polster, Kunststoffteile und Metallteile.

Wischen Sie alle Kunststoff- und Metallteile des Produktes mit Desinfektionsmittel feucht ab. Es sollten ausschließlich Mittel auf Wasserbasis verwendet werden. Bei der Desinfektion sind die Anwendungshinweise des entsprechenden Herstellers zu beachten.

11.2 Wartung und Inspektion durch den Fachhandel

11.2.1 Vorbereitung

Eine Gebrauchsanweisung muss dem Produkt beiliegen. Sollte keine vorhanden sein, fordern Sie diese beim Hersteller an. Machen Sie sich mit den Funktionen des Produktes vertraut. Sollten Sie das Produkt nicht kennen, lesen Sie vor der Prüfung die Gebrauchsanweisung. Reinigen Sie das Produkt vor Prüfbeginn. Beachten Sie die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Pflegehinweise und produktspezifische Prüfanweisungen. Bei weiteren Fragen kontaktieren Ihren ausgewiesenen Fachberater oder direkt Thomashilfen.

Service und Reparaturen am Produkt dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Der Benutzer dieses Produktes hat darauf zu achten, dass die vorgeschriebenen Inspektionen / Wartungen regelmäßig und rechtzeitig erfolgen. Ist ein Schaden erkennbar, muss der Nutzer aktiv informieren und den Schaden sofort durch Fachpersonal beheben lassen.

11.2.2 Wartungsplan – jährliche Inspektion

	Gamma	Funzione		Danni		Sostituire	
1	Corpo in plastica	👁		👁			
2	Verstellmöglichkeiten	👁		👁			
3	Polster			👁			
4	Gurte	👁		👁			
5	Kunststoffteile	👁		👁			
6	Schrauben und Muttern	👁		👁			
7	Kennzeichnungen			👁			
Zubehör							
8	Polster			👁			
9	Gurte	👁		👁			
10	Verstellmöglichkeiten	👁		👁			
11	Kunststoffteile	👁		👁			
12	Metallteile	👁		👁			
13	Schrauben und Muttern	👁		👁			
durchgeführt von:				am:			
👁 = Inspektion 🔄 = Wiedereinsatz ✓ = Prüfung erledigt							

11.3 Ersatzteile

Für Reparaturen dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden. Eine Auflistung der Ersatzteile finden Sie auf www.thomashilfen.de im Internet. Zum Erhalt der richtigen Ersatzteile bzw. für mögliche technische Rückrufe benötigen wir grundsätzlich die Angabe der Seriennummer / UDI-PI und die genaue UDI-DI.

Demontagen / Montagen von Ersatzteilen dürfen grundsätzlich nur durch Fachpersonal durchgeführt werden! Bei erforderlichen Rücksendungen achten Sie bitte darauf, das Produkt transportsicher zu verpacken.

11.4 Lagerung / Entsorgung

Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht genutzt wird. Stellen und legen Sie während der Lagerung keine schweren Objekte auf das Produkt. Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen wie Regen, starker Sonneneinstrahlung und Frost. Sollte das Produkt nass sein, wischen Sie Metall- und Kunststoffteile trocken und trocknen Sie die Polster, bevor Sie das Produkt einlagern.

Ist das Produkt aufgrund seines Zustandes nicht mehr verwendungsfähig oder hat das Ende der Lebensdauer erreicht, kann es beim örtlich zuständigen Entsorgungsunternehmen recycelt werden. Bitte beachten Sie hierbei die vor Ort geltenden Bestimmungen zu Recycling und Entsorgung.

12. EU-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, ggf. Varianten und Zubehör mit den grundlegenden Bestimmungen übereinstimmt. Eine aktuelle EU-Konformitätserklärung kann im Internet auf www.thomashilfen.de heruntergeladen oder direkt bei uns angefordert werden.

13. Gewährleistung

Thomashilfen bietet Ihnen für dieses Produkt die zweijährige gesetzliche Gewährleistung. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. Die Gewährleistung umfasst alle Ansprüche, die die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Überbelastung), sowie natürlichen Verschleiß entstehen.

14. Nutzungsdauer / Lebensdauer

Das Produkt hat eine Nutzungsdauer von bis zu 6 Jahren bei fachgerechter und regelmäßiger Wartung auf Grundlage der Herstellerangaben. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren und technisch einwandfreien Zustand befindet.

Die theoretische Nutzungsdauer ist keine garantierte Nutzungsdauer. Sie ist abhängig von der Nutzungsintensität und unterliegt immer einer Einzelfallprüfung durch den Fachhandel.

Die Nutzungsdauer endet vor dem angegebenen Zeitraum, wenn der Nutzer das maximale Körpergewicht oder die maximale Körpergröße für die sichere Verwendung des Produktes erreicht hat.

Die Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile wie Polster, Bezüge etc.

Das Produkt hat eine Lebensdauer von 8 Jahren, wenn die bei der Nutzungsdauer angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Lebensdauer setzt sich zusammen aus der Nutzungsdauer und Lagerungszeiten.

15. Wiedereinsatz

Das Produkt ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet. Die Funktionstauglichkeit von Kinderautositzen kann bei einem theoretischen Nutzerwechsel nicht sicher festgestellt werden. Es können nicht sichtbare Schäden am Produkt vorliegen, welche die weitere sichere Verwendung ausschließen. Verkauf und Erwerb von gebrauchten Kinderautositzen ist daher vom Hersteller ausgeschlossen.

16. Händler



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde

Telefon: +49 (0) 4761 8860

www.thomashilfen.de

2. Preface / Manufacturer

Dear Customer,

Thank you for choosing our product and for the trust you have placed in us. In order for you and the user to enjoy your new product safely, conveniently, and comfortably, we kindly ask that you read the Instructions for Use. Doing this will also help avoid damage, injury, and incorrect operation and handling of the product. Please ensure that a copy of the Instructions for Use remains with the product so that every user has access to it.

The modification to the rehab car seat changes the handling of the car seat in a few points; there may be deviations from the consumer product.

If you have any questions, please contact your authorised distributor or us directly.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde

Germany

Phone: +49 (0) 4761 8860



www.thomashilfen.de

We reserve the right to make technical changes. This can lead to differences between your product and how it is presented in brochures and other media.

Table of Contents

1. Figures	3
2. Preface / Manufacturer	26
3. Labels / Model Identification	27
4. General Remarks / Safety Instructions	28
5. Intended Purpose	29
5.1 Intended Use / Application Areas	29
5.2 Indication / Patient Target Group / Intended Users.	29
5.3 Risks Associated with Use and Contraindications	29
6. Product Description	29
6.1 Scope of Delivery	29
6.2 Standard Equipment	29
6.3 Putting into Service.	29
6.4 Teaching the User	29
7. Adjustment Options / Features / Accessories	30
8. Components	31
8.1 Permitted and unauthorised seating positions of the Axxid ONE 2 Reha child seat	33
8.2 Installing the Axxid ONE 2 Reha in the vehicle	33
8.3 Recline adjustment of the Axxid ONE 2 Reha child seat	34
8.4 Seat adjustments.	34
8.5 Adjusting / Removing the Axxid ONE 2 Reha from your vehicle	35
9. Technical Data	36
10. Material Specifications	36
11. Cleaning, Maintenance, and Repair.	37
11.1 Cleaning, Care Instructions, and Disinfection on a Daily Basis	37
11.2 Maintenance and inspection by the distributor / Maintenance Schedule.	38
11.3 Spare Parts	38
11.4 Storage / Disposal	38
12. EU Declaration of Conformity	38
13. Warranty	39
14. Period of Use / Service Life.	39
15. Reuse.	39
16. Distributor	39

3. Labels / Model Identification

Label	Meaning
	Barcode Label Position on the Product (Fig. 1) - Manufacturer - Product Name - Product Group - Item Number short / long - MD = Medical Device - Manufacture Date - Serial Number
	Type plate Position on the Product (Fig. 2) - Manufacturer - Product Name - User weight - CE marking - Follow Instructions for Use

4. Remarks

4.1 General Remarks

- Read the Instructions for Use carefully before first use. If you have difficulty reading, please have them read to you. If the copy of the Instructions for Use is missing, you can download one from www.thomashilfen.de. The contents of the digital Instructions for Use can be enlarged.
- Check the packaging for any transport damage and to be sure the product is in flawless condition.
- Changes to the product are only permitted within the scope of the intended adjustment options.
- Cleaning and daily care can be provided by relatives and caregivers. Maintenance and inspection are done by the distributor.
- In some countries it necessary to carry a medical certificate.
- The rehab car seat can be used on one of the rear seats and the front passenger seat. The selected car seat **MUST** be forward-facing and must have an Isofix connection.
- All labels have to remain on the product and should not be tampered with.

4.2 Safety Instructions

- Check at least every 3 months that the settings on the product still work for the user's current body measurements. If need be, have a distributor / orthopaedic technician adjust the settings.
- Do regular (weekly) checks to make sure that the setting options on the product work.
- Please do not overload the product and note the maximum user weight and the maximum load capacity (see technical data).
- Never leave the user unattended with the product.
- The product should only be used by one user at a time. No other individuals should be placed in or on the product.
- All users have to be familiar with how the product works. This way in an emergency the user can be removed quickly from the product.
- Do not leave the user unattended when getting in or out of the product.
- The user should always be positioned with the 5-point safety & positioning belt (basic equipment).
- Intense sunlight and heat can lead to high surface temperatures on the product. As a result, there is a risk of injury when touching the product. Only use the product once it has cooled down enough. In general, try to protect the product from direct sunlight.
- Please note the safety standards which apply to your vehicle as outlined in the vehicle's Instructions for Use to ensure the safety of the user.
- The Instructions for Use have to remain with the product.
- If there is a serious and unexpected accident with the product, please inform our company immediately and the responsible authorities.

5. Intended Purpose

5.1 Intended Use / Application Areas

The Axxkid ONE 2 Reha car seat is a class 1 medical device.

It is designed for transporting children with disabilities and for maintaining a secure seating position in motor vehicles.

The child is always secured with the 5-point safety belt of the rehab car seat.

The 5-point belt of the rehab car seat also serves to position and support the child in an upright sitting position.

Sitting position of the child. The rehab car seat also has an integrated seat tilt.

The rehab car seat provides additional support for safe sitting, stabilisation of head control and a stable seat in the pelvic area. The product also offers accessories for customisation. The rehab car seat is used as a rear-facing reboarder.

5.2 Indication / Patient Target Group / Intended Users

The rehab car seat is for children with structural and / or functional limitations or poor head and torso posture. It provides a stable, physiological position if a standard child car seat does not securely support the child while seated in the vehicle.

5.3 Risks Associated with Use and Contraindications

If used properly, risks can be eliminated during use. There are no known contraindications.

6. Product Description

6.1 Scope of Delivery

Your product is delivered with the standard equipment and comes preassembled. Any accessories ordered along with the product are included and have to be assembled subsequently. A copy of the Instructions for Use is enclosed with the product.

6.2 Standard Equipment

Seat shell (directed backwards); seat and backrest with 12-position height-adjustable headrest; head cushion; seat cushion; integrated 5-point-belt with central adjuster; height-adjustable shoulder belt with Axxkid ONE 2 Reha belt padding system incl. crotch pad (small); side impact protection (ASIP); carrying handle; adjustable resting and sleeping position; removable trunk and hip guide pads; removable and washable covers; stand base; automatic rebound bar with built-in sound; abduction block; ISOFIX-Connectors

6.3 Putting into Service

- Carefully remove the transport protection and the packaging.
- Keep the packaging material and small parts out of the reach of children to prevent swallowing or choking.

6.4 Teaching the User

The user is taught how to use this device by trained staff who will reference these Instructions for Use.

Trained staff should install the seat in the vehicle with the user and adjust the seat to the measurements of the actual user.

The user has to be shown all of product's functions as well as how to install and remove it from the vehicle.

7. Adjustment Options / Features / Accessories

Please note:

The Axxid ONE 2 Reha is an extended i-Size child car seat. It is approved according to the UN R129 directive for use in i-Size compatible seats in the car according to the manual of the respective car manufacturer. If in doubt please contact the child car seat manufacturer (www.axkid.com) or your dealer.

The Axxid ONE 2 Reha is approved as a restraint system for special requirements and is therefore marked with an "S".

7.1 5-point belt

For more information on the use of belts please consult the RECARO instructions for use provided with the seat.

Adjusting the belt length:

Slightly lift the seat cover and release the fabric flap by opening the hook and loop. Now you can see the central belt adjuster in the seat shell. To change the belt length, press the lever down and adjust the belt by either pulling the strap coming out of the front of the seat (shortening) or by pulling out both shoulder belts (lengthening). (Page 6, Fig. 7-8)

Belt buckle:

Press the red dent of the buckle to open. Separate the two upper belt fasteners. To close the belt, bring the two upper belt fasteners together, insert them into the buckle from above and push together until they lock in place with an audible „Click“. (Page 6, Fig. 8-9)

7.1.1 Lateral trunk support

The thorax pads can be individually positioned in height and depth on the lateral velour surfaces. (Fig. 1)

7.1.2 Lateral seat support

To attach the thorax pelotte pad, position it loosely in the seat and then bring the two Velcro fasteners on the side seat cushion together and fasten them there. (Fig. 2)

7.2 Accessories

Remarks: Installation information is found in the Instructions for Use, which are enclosed with the accessory. If the copy of the Instructions for Use is missing, you can download one from www.thomashilfen.de. The assembly / disassembly of the accessories is done with standard tools.

7.2.1 Head cushion

The additional head cushion serves to reduce the size of the headrest and gives smaller users more support. (Fig. 3)

7.2.2 Anti-escape vest

The anti-escape vest prevents the child from squirming out of the car seat. Dangerous spaces between the belt and the child will be discovered which the child might take advantage of to slip off the belt. (Fig. 4)

7.2.3 Car seat protection mat with back

The car seat protection mat is under the child's car seat on the seat of the vehicle and the seatback. It protects the seat surface and the seatback of the vehicle from damage. Small items can be stored in the front pockets. (Fig. 5)

7.2.4 NapUp


It is an easy-to-fit head support that can be retrofitted to almost any Thomashilfen rehab car seat. The NapUp provides a secure hold with minimal forehead contact and offers maximum freedom of movement.

To fit the NapUp, the belt straps are fed through the belt guides of the rehab seat and fastened if possible. If the shoulder belt guides do not offer sufficient space, the straps are routed around the headrest and fastened. (Fig. 6)

8. Components

Shoulder straps (A)	Headrest adjustment (M)
Seat belt buckle	Legroom adjustment knob (N)
Roll bar release (C)	Rear handle (O)
Roll bar (D)	Support foot position indicator (P)
Head restraint (E)	Support foot release strap (Q)
Eye level marker (F)	Support foot (R)
ASIP pad (G)	Sound indicator (S)
Tilt adjustment knob (H)	Belt release button (T)
Support foot adjustment knob (I)	Belt tensioner (U)
AASIP connector (J)	ISOFIX locking indicator (V)
Roll bar button (K)	ISOFIX button (X)
Side cover (L)	ISOFIX connectors (Y)

Parts



8.1 Allowed and disallowed positioning of Axkid ONE 2 Reha car seat

Axkid ONE 2 Reha car seat can only be installed rear-facing using ISOFIX. It is approved for use in all i-Size approved seating positions but may also fit in other non i-Size-approved ISOFIX seating positions. Check your vehicle instruction manual to find suitable seating positions and check the vehicle list on www.axkid.com/ www.thomashilfen.de.

Front passenger seat with ISOFIX (no active airbag)	YES/NO*
Front passenger seat with ISOFIX (active airbag)	NO
Rear passenger seat with ISOFIX	YES
Side and rear facing seats with ISOFIX	NO
Seats without ISOFIX	NO

IMPORTANT:

If you wish to install your Axkid ONE 2 Reha car seat in a location where a frontal airbag is fitted, the airbag must be disconnected according to your vehicle manufacturer instruction. Note that some vehicles require an authorized service center to disconnect the airbag.

* The General Regulation of Traffic in Spain, in its article 117, establishes the prohibition of driving with children of stature equal to or less than 135 centimeters located in the front seats of the vehicle, without exceptions.



Never install a child restraint in a passenger seat where an active airbag is fitted.



8.2 Installing Axkid ONE 2 Reha car seat in the vehicle

- Before installing Axkid ONE 2 Reha car seat in your vehicle, minimize its size by releasing the legroom adjustment button (N) and slide the seat towards the front brace (D). Fold down the support-leg (R) until a click can be heard and the support-leg position indicator (P) turns green.
- Release the front brace release button (C) and fold the front brace (D) towards the seat. Keep holding the front brace (D) with one hand and grab the back handle (O) with the other hand and lift the Axkid ONE 2 Reha car seat into your vehicle with the front brace (D) first and then turn it to a rear-facing position.
- Push the ISOFIX connectors (Y) into the ISOFIX connection points in the vehicle until you hear a click and both ISOFIX locking indicators (V) turn green.
- Let go of the front brace (D) which will start tensioning itself against the vehicle seat. When it stops, turn the front brace knob (K) clockwise until you feel and hear a click, the front brace (D) should now be firmly pressed against the vehicle seat. The front brace knob (K) has a built-in torque limiter and the click indicates that the front brace (D) is tightened correctly and cannot be tightened any more.

- 5 Push the support-leg button (I) and pull the support-leg (R) downwards until it is in contact with the vehicle floor. Let go of the support-leg button (I) and lift the car seat upwards to further extend the support-leg (R) until you hear a click. The support-leg (R) should now be locked and firmly pressed against the vehicle floor. Note: The Axxid ONE 2 Reha car seat is equipped with a beeping sound indicator (S) that will keep beeping until the support-leg (R) is firmly pressed against the floor, indicating a correct installation. green.
- 6 Push the ASIP pad (G) into the slots on the ASIP connector (J) and slide downwards, the ASIP pad (G) will click into place. If there is a plastic cover on the ASIP connector (J), remove it and place it on the ASIP connector (J) on the opposite side of the seat before fitting the ASIP pad (G). Make sure the ASIP pad (G) is attached on the side of Axxid One car seat that is closest to the vehicle door.

8.3 Restraining your child in Axxid ONE 2 Reha car seat

Before restraining your child in the Axxid ONE 2 Reha car seat, make sure you have the correct insert installed in the seat. Axxid ONE 2 Reha is designed to grow with your child and to ensure a comfortable and safe fit for all children. Axxid ONE 2 Reha recommends using the relevant insert until it is too tight for your child, but to a minimum length according to table below (note that the age is just an indication):

- 7 Loosen the harness by pressing the harness release button (T) and pull out both shoulder straps (A) at the same time. Avoid pulling only one strap at the time since it may cause the shoulder straps (A) to become uneven
- 8 Unlock the buckle by pressing the buckle release button (B) and place the straps outside of the seat.
- 9 Place your child in the seat and place the shoulder straps (A) over your child's shoulder. Lock the harness by first positioning the parts of the buckle that is attached to the shoulder straps (A) together and then push them into the buckle until you hear a click.
- 10 Adjust the headrest (E) until the eye level indicators (F) is in line with your child's eyes by pushing both headrest adjustment buttons (M) and slide it upwards or downwards.
- 11 Check that the shoulder straps (A) is going through the seat straight from your child's shoulders or maximum 1 cm above. You might need to adjust the headrest (E) again, even if it makes the eye level indicator get out of line with your child's eyes. Now pull on the shoulder straps (A) to tighten the harness over your child's hips. While keeping tension in the shoulder straps (A), pull the harness tension strap (U) until the harness is tightened enough, you should not be able to fit more than one finger between the shoulder straps (A) and your child's shoulders.

8.4 Seat adjustments

After the Axkid ONE 2 Reha car seat has been installed in your vehicle you can easily adjust both the legroom and the recline position for your child. This can also be done while your child is restrained in the car seat. To ensure a good fit in all cars and give the best protection for your child, Thomashilfen strongly recommends that you use the guided positions marked on the side of the car seat. As your child grows it is important to adjust the recline to a more upright position to give the best possible protection for your child's neck in the case of an accident. The size indication is based on your child's length. Make sure both arrows points at the correct zone.

Age	Adjustment	
Toddler 0-3 years	All recline positions Several legroom positions	61-105 cm
Toddler 3-7 Jahre	All recline positions Several legroom positions	106-125 cm

8.5 Adjusting / Removing Axkid ONE 2 Reha car seat from your vehicle

- The legroom is adjusted by releasing the legroom adjustment button (N) and sliding the seat forward or backwards. To avoid Axkid ONE 2 Reha from accidentally sliding forward, grab the back handle (O) and gently pull it backwards before releasing the legroom adjustment button (N).
- The recline position of the car seat can be adjusted by turning the recline position knob (H).
- Push the support-leg button (I) and collapse the support-leg (R) to its shortest position.
- Slide the front brace release button (C) and fold the front brace (D) towards the seat to release the tension against the vehicle seat.
- Disconnect the ISOFIX connectors (Y) by pushing down on the ISOFIX buttons (X) and then slide them backwards, away from the vehicle seat.
- Keep holding the front brace (D) with one hand and grab the back handle (O) with the other hand and lift Axkid ONE 2 Reha car seat out of your vehicle.
- Fold up the support-leg (R) by pulling the support-leg release strap (Q) and folding the support-leg (R) upwards.

9. Technical Data

Axxid ONE 2 Reha

Seat depth (to crotch strap)	16 cm
Seat depth (to front edge)	28 cm
Seat width	21 - 29 cm
Back height (seat inside)	52 - 63 cm
Back height	29 - 63 cm
Shoulder height (with belt guide)	26 - 37 cm
Seat tilt (basic model)	45° / 65°
Overall dimensions (W x H x D)	44 x 76 x 54 cm
Weight of the seat (basic model)	9.9 kg
User height	61 - 125 cm
Max. user weight	23 kg

10. Material Specifications

The upholstery material used is "flame-retardant", tested in accordance with DIN EN 1021-1 and DIN EN 1021-2. The degree of resistance to ignition of materials and assemblies was tested in accordance with the standard and assessed as harmless. The 100% polyester fabric is a high-quality, breathable fabric and has been positively tested for biocompatibility. (DIN EN ISO 10993-5 and 10993-10)

11. Cleaning, Maintenance, and Repair

11.1 Cleaning, Care Instructions, and Disinfection on a Daily Basis


11.1.1 Padding

The seat textile cover can be machine washed at 40° C on a gentle cycle. Do not put the cover in a dryer as this can damage the cover and the padding may separate from the fabric. Visit www.thomashilfen.de to find videos explaining how to remove and attach the cover.

To remove the textile cover from the seat, pull outwards on the side cover (L) and de-attach the Velcro. Open the zippers at the backrest and gently remove the cover from the seat. Make note how it is attached around the seat to make it easier to put back. When reinstalling the side cover (L), insert it under the aluminum frame and simply push back into the snap attachment. To remove the headrest cover, open the zip fasteners at the back of the headrest and carefully remove the cover.

If the seat cover needs replacing, ensure only original products from Thomashilfen are used. If other products are used, Axxid ONE 2 Reha car seat's safety system may be compromised and could lead to severe injury in case of an accident.

The Axxid ONE 2 Reha



We would like to point out that even high-quality materials can fade as a result of long and intense exposure to sunlight or frequent washing.

11.1.2 Hook and Loop Fasteners

To keep the hook and loop fasteners working well, clean them now and then with a brush. Always close or cover the hook and loop fasteners before washing.

11.1.3 Plastic Parts

The plastic parts on the product can be cleaned and disinfected with standard soap (neutral soap).

11.1.4 Metal Parts

The metal parts on the product can be cleaned and disinfected with standard soap (neutral soap).

11.1.5 Disinfection

Clean the padding, plastic parts, and metal parts before disinfecting.

Damp wipe all the plastic and metal parts on the product with disinfectant. Only water-based products should be used. When disinfecting note the directions from the manufacturer in question.

11.2 Maintenance and inspection by the distributor

11.2.1 Preparation

A copy of the Instructions for Use has to be enclosed with the product. If one is not available, request a copy from the distributor. Familiarise yourself with how the product works. If you are not familiar with the product, read the Instructions for Use before testing it. Clean the product before starting to test it. Please note the care instructions in the Instructions for Use and product-specific test instructions. If you have further questions, please contact the staff member you dealt with or Thomashilfen directly.

Service and repairs to the product should only be done by qualified staff. It is the user's responsibility to ensure that the prescribed inspections / maintenance are done regularly and in a timely fashion. If damage is apparent, the user has to actively inform and have the damage fixed immediately by qualified staff.

11.2.2 Maintenance Schedule – Annual Inspection

	Area	Function		Damage		Replace	
1	Plastic body	👁		👁			
2	Adjustment options	👁		👁			
3	Padding			👁			
4	Belts	👁		👁			
5	Plastic parts	👁		👁			
6	Screws and nuts	👁		👁			
7	Labels			👁			
	Accessory						
8	Padding			👁			
9	Belts	👁		👁			
10	Adjustment options	👁		👁			
11	Plastic parts	👁		👁			
12	Metal parts	👁		👁			
13	Screws and nuts	👁		👁			
done by:				on:			
👁 = Inspection 🔄 = Reuse ✓ = Test completed							

11.3 Spare Parts

Only original spare parts should be used for repairs. A list of the spare parts is available at www.thomashilfen.de. To receive the right spare parts or for possible technical recalls, we normally require the serial number / UDI-PI and the exact UDI-DI.

Removal / installation of spare parts should only be done by qualified staff! In the event of returns, please make sure the product is securely packaged for transportation.

11.4 Storage

Store the product in a safe place when it is not being used. Do not lay or put any heavy objects on the product while it is being stored. Protect the product from weather like rain, intense sunlight, and frost. If the product is wet, wipe the metal and plastic parts dry and let the padding dry before storing the product.

11.5 Disposal

If the product is no longer usable due to its condition or it has reached the end of its service life, it can be recycled at the local waste disposal company. Please refer to the local guidelines for recycling and disposal.

12. EU Declaration of Conformity

We hereby declare as the party solely responsible that this product and any versions and accessories comply with the basic regulations. The current EU Declaration of Conformity can be downloaded at www.thomashilfen.de or requested from us directly.

13. Warranty

Thomashilfen offers you the two-year warranty as required by law for this product. The warranty period starts when the item is handed over. The warranty includes all claims which impact function. Not included is damage which is the result of improper use (e.g. overloading) and natural wear and tear.

14. Period of Use / Service Life

The product has a period of use of up to 6 years if used correctly and serviced regularly by a professional as per the information from the manufacturer. The product can be used beyond this point if it is in safe and technically sound condition.

The theoretical period of use does not equate to a guaranteed service life. It depends on the intensity of use and always undergoes an individual assessment by the distributor.

The period of use ends before the given time frame if the user has reached the maximum body weight or maximum body height to safely use the product.

The period of use does not apply to wear parts like padding, covers, etc.

The product has a service life of 8 years if the requirements stipulated for the period of use are met. The service life consists of the period of use and storage times.

15. Reuse

The product is not suitable for reuse. The functionality of child car seats cannot be determined given a theoretical change of users. There could be damage to the product that is not visible which rules out continued safe use. The sale and purchase of used child car seats is therefore ruled out by the manufacturer.

16. Distributor



Astris PME Pty Ltd

Young & Canberra Office:
Astris PME Pty Ltd
5 McVeigh St
Young NSW 2594

Sydney Office:
Astris PME Pty Ltd
30 Prime Dr
Seven Hills NSW 2147

Melbourne Office:
Astris PME Pty Ltd
9 Katherine Dr
Ravenhall VIC 3023

Phone: +61 1300 131 884
info@astris-pme.com.au
www.astris-pme.com.au



O'Neill Healthcare Ltd.

P. O. Box 7196
Dublin 13
Phone: +353 1-8326509
Fax: +353 1-8326491
sales@onhealthcare.ie
www.onhealthcare.ie



Unicare Ltd.

27 St Luke's Road
Guardamangia Msd 07
Phone: +356 212 220 44
Fax: +356 21240144
info@unicare.com.mt
www.unicare.com.mt



Allied Medical

PO Box 302250
North Harbour
Auckland
Phone: 0800 31 61 81
Mobile: 021 790 460
Fax: 09 415 1686
katie.noble@alliedmedical.co.nz
www.alliedmedical.co.nz



GH Medical

No. 2 Craighton Place
2128 Rivonia
Phone: +27 72 145 70 59
Fax: +27 86 299 22 99
admin@ghmedical.co.za
www.ghmedical.co.za



UK Responsible Person:

Mrs. Amanda Adams
Tendercare Ltd.
PO Box 3091
Littlehampton BN162WF
Phone: +44 1903 726 161
Fax: +44 1903 734 083
info@tendercareltd.com
www.tendercareltd.com



Thomashilfen North America

14221 29th St E, #101
Sumner, WA 98390
phone: 866 870 2122 (toll free in U.S.)
info@thomashilfen.com
www.thomashilfen.us



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de